


POLO | DENT[®]



KATALOG 2025



YELLOW POINT[®]



Sehr geehrte Zahnärztin, sehr geehrter Zahnarzt,

Im Sortiment der Marken PoloDent und Yellow Point finden Sie ausschließlich hochwertige Produkte. Die gesamte Palette der von uns entwickelten Produkte finden Sie in diesem Katalog. Es finden laufend Weiterentwicklungen und Testverfahren statt, um das Sortiment von PoloDent und Yellow Point Produkten wesentlich zu erweitern.

Durch weitreichende Standardisierung und Farbcodierung der Verpackungen vereinfachen wir die Übersicht über den Bestand in Ihrer Praxis. Jede Produktgruppe hat ihren eigenen Farbcode und jede Verpackung ist mit einer deutlichen Abbildung des Produkts versehen. Alle Angaben sind auch dann gut sichtbar, wenn die Verpackungen in Ihrem Lager gestapelt sind. Wenn es wichtig ist, finden Sie auf der Außenseite der Verpackung auch Informationen über den Gebrauch und die Verwendbarkeit des Produkts.

Alle Produkte von PoloDent und Yellow Point sind Produkte von höchster Qualität und werden ohne Zwischenhändler direkt an den Endverbraucher ausgeliefert. Daher sind diese Produkte preislich auf einem sehr attraktiven Niveau.

Durch die Verwendung von PoloDent- und Yellow Point-Produkten können Sie beim Kauf von Dentalprodukten erheblich sparen. Wir laden Sie gerne ein, sich anhand dieses Katalogs mit dem PoloDent- und Yellow Point-Sortiment vertraut zu machen. Da wir offen für Verbesserungen sind, freuen wir uns immer über Ihre Vorschläge und Anmerkungen zu den Produkten und/oder dem Sortiment.

Mit freundlichen Grüßen,

Polo MB

Abformmaterialien

PoloSil System 50 Fast Set • PoloSil Putty • Intra Oral Tips.....	5
System 380 Mixing Tips • Dynamic Mixing Tips • Mixing Tips.....	6
A-Silicone Adhesive • Alstringent Liquid	7
Mixing Pads • Retraction Cord.....	7
Mouldable Impression Trays.....	8-9

Anästhetika

PoloJect XT Injection Needles • Cold Spray • Safety Standard	11
--	----

Geräte

Torque Wrench • Disposable Filters • Handpiece Metal (Acteon)	13
Scaling Tips geeignet für Kavo, Kavo Piezo, Kavo Quick	14
Scaling Tips geeignet für Acteon, Sirona, EMS • Implant Cleaning Tips Peek..	15

Bohrer

Steel Burs RA • Steel Burs Lang RA • Carbide Burs RA	17
Diamond Burs FG	18-19

Composite

LC Flowfill Spritze • Flow Tips	21
PDR Bulk Flow Kapseln • LC Universal Bond	21
APC Universal • Nano XPE.....	22
Etch Gel Phosphoric Acid • Etch Gel Tips • Syringe Sleeves	23
Micro Applicators • Mixing Spatulas • Brush Holders • Brush Tips.....	24
Micro Tips • Bendable Brushes	25

Einwegartikel

Implantology Kit • Curved Tip Syringes	27
Soft Nitrile Examination Gloves Aloe Vera, Minze, Acceleratorfrei.....	28
Curing Light Sleeves • Universal Camera sleeves.....	29

Zemente

Calciopaste (Calciumhydroxid 45%)	29
---	----

Endodontie

Endo Stand • Endo Sponges • Hydrogen Peroxide • Sodium Hypochlorite	31
Hedström Files • K-Files.....	32
K-Flex Files • Niti-K-Files.....	33
K-Reamers • Fingerpluggers • Nerve Broaches.....	34
Gates Glidden Drills • Paste Fillers with Spring.....	35
PoloTaper Gold Files • PoloTaper NXT Files	36
RCP Gold Files • RCP Files • RCP Blue Files	37

Prophylaxe

Eye & Face Shields • Frames for Eye Shields • Protective Glasses	38
Flosscard • Ortho Boxes.....	39

YELLOW POINT®

Einwegartikel

Non Woven Swabs • Gauze Swabs Sterile • Flexible Saliva Ejectors	69
Plastic Cups • Paper Cups	69
Hand Tower Roll • Hand Towels • Hand Towel Dispenser	70
Facial Tissues • Headrest Covers	70
Dental Towels • Dental Towel Dispenser	71

Epilog

Unsere Lieferanten.....	77
-------------------------	----

Instrumente

Mouth Mirrors • Sleeves for mouth mirrors • Cheek Retractors.....	41
Excavators • Periodontal Probes • Explorers	42
Mirror Handles • Matrix Retainer • Articulation Tweezers.....	42
Cement Spatula • Burnishers • Scalers • Plastic Filling Instrument.....	43
College Tweezers • Rubber Dam Clamp • Rubber Dam Punch.....	43
GatorEX Forceps	44
Carpule Syringes • Needle Holders	45

Kofferdam

Dental Dam blau (non-Latex) • Dental Dam grün (Latex)	47
---	----

Stifte für Füllungs- und Zahnaufbauten

Glassix +Plus Fiber Posts.....	49
Screw Posts Goldplated & Titanium	50

Hand- & Winkelstücke

Multifunction Syringe • Sleeves for Multifunction Syringe	51
Spray Tips Small • Universal Oil Spray	51

Polierer

PoloFlex Polishing Strips • PoloFlex Pop-On / Snap-On Discs.....	53
Prophy Cups • Prophy Brushes.....	54
Occlusal Brushes • Dia Brushes • Mandrels • Polishing Points EVE	55
Zircon Prophy Paste • Prophylaxis Powder • Pumice Powder	56

Provisorisches Kronen- & Brückenmaterial

PoloTemp Automix.....	57
-----------------------	----

Reinigung & Desinfektion

Probiotic Cleaner	59
Disinfection Liquids • Spray Bottle • Disinfection Wipes Dry	60
Disinfection Wipes • Distilled Water • AquaPur • Alkohol	61
Self-sealling Sterilization Pouches • Sterilization Reels • Thermal Sealer	62
Bur Disinfection Box • Instrument Disinfection Box.....	62

Matrizenbänder

Matrix Bands • Matrix Bands Tofflemire • Matrix Bands on roll.....	63
--	----

Röntgen

Phosphor Sleeves • Bite Covers & Cassettes für Phosphor Plates	65
Phosphor Plate Holders • Sensor Holders • Positioning Ring	66
Foam Bite Blocks • OPG Bite Block Sleeves • Sensor Sleeves	67

Disposable Bib Holders • Napkinholder	71
Latex Gloves • Soft Nitrile Gloves Vinyl Gloves	72
Latex Finger Cots • Surgical Face Masks.....	73
Disposable Dappen Dishes • Instrument Trays • Tray Paper • Fluoride Trays ..	74
Cotton Rolls • Cotton Roll Dispenser • Interdental Cleaners	75




Abformmaterialien

POLO|DENT[®]
IMPRESSION MATERIAL

ABFORM- MATERIALIEN

Abformmaterialien sind verformbare Werkstoffe, die durch chemische oder physikalische Prozesse erstarren und dadurch ein maßstabsgetreues Modell ("Negativ") anatomischer Strukturen liefern können (Abformung).



PoloSil System 50 Fast Set

A-Silikon-Abformmaterialien

bestehend aus:

- 2 Kartuschen à 50 ml
- 12 Mischkanülen

Light Body

REF 11 10 20

Superhydrophiles niedrigviskoses Korrekturabformmaterial mit ausgezeichneten Fließeigenschaften und hervorragender Thixotropie. Die Auslieferung erfolgt in 1:1 Automix-Kartuschen.

Medium Body

REF 11 10 25

Das Material lässt sich dank der mittelviskosen Konsistenz bei der Zweiphasenabformung (als Korrekturmateriale) einsetzen. Es eignet sich aber auch als alleiniges Material für eine einphasige Abformung. Die Auslieferung erfolgt in 1:1 Automix-Kartuschen.

Mono Body

REF 11 10 30

Superhydrophiles Einphasenabformmaterial für Teil- und Vollabformungen für Kronen, Brücken, Inlays, Teil- und Totalprothesen. Die Auslieferung erfolgt in 1:1 Automix-Kartuschen.

PoloSil Putty Fast Set

Packung à 2x 400 ml

REF 11 09 70 **Putty**

REF 11 09 75 **Putty Soft**

PoloSil Putty und PoloSil Putty Soft sind knetbare Basisabformmaterialien für die Putty-/Wash-Technik. Zweiphasenabformung in 1 Schritt. Die ideale Anwendung erfolgt in Kombination mit den Korrekturabformmaterialien PoloSil System 50 Light Body oder PoloSil System 50 Medium Body.

Das PoloSil Putty basiert auf additionsvernetzendem Silikon. Es lässt sich leicht mischen und klebt nicht.

Intra Oral Tips

Intraoral-Tips

Packung à 100 Stück

REF 16 41 05 **weiß**

REF 16 41 10 **gelb**

REF 16 41 20 **fein**

Die weißen Intraoral-Tips passen auf weiße, rosa und grüne Mischkanülen.

Die gelben Intraoral-Tips passen auf gelbe Mischkanülen.



Cartridge System 380 Mixing Tips Dynamische Mischkanülen

Packung à 50 Stück

REF 11 12 00



Cartridge System 380 Bayonet Rings

Geeignet für dynamische Mischkanülen

Packung à 2 Stück

REF 11 12 08



Dynamic Mixing Tips

Dynamische Mischkanülen

Geeignet für u.a. 3M Penta Abformmaterialien.

Packung à 50 Stück

REF 11 12 10



DIE ORIGINAL-MISCHKANÜLEN MIT DER MIXPAC-KENNZEICHNUNG!

Die Auslieferung erfolgt in
der praktischen Spenderbox!



Mixing Tips Mischkanülen

Erhältlich in verschiedenen Farben
und Ausführungen!

Packung à 50 Stück

REF 16 40 05	weiß
REF 16 40 10	gelb
REF 16 40 15	grün
REF 16 40 20	blau 4:1 / 10:1
REF 16 40 25	rosa
REF 16 40 30	violett
REF 16 40 35	blau kurz
REF 16 40 40	blau lang



A-Silicone Adhesive

A-Silikon-Adhäsiv

PoloDent A-Silicone Adhesive ist ein Adhäsiv für Einweg-Kunststoffabformlöffel auf Basis von Polycarbonat, das eine zuverlässige Haftung von additionsvernetzenden Vinylsilikon-Abformmaterialien auf Einweg-Kunststoffabformlöffeln gewährleistet und ein Abheben der Abformmaterialien vom Löffel bei der Abformung des Patienten vollständig verhindert.

Die Haftung bleibt noch Stunden nach dem Auftragen erhalten.

Flasche à 10 ml

REF 11 11 00



Alstringent Liquid

Adstringierende Lösung

Adstringierende und blutstillende Lösung zur Behandlung von Gingivaretraktionen in Verbindung mit unserem Retraktionsfaden, gestrickt oder geflochten. Stabiler als Aluminiumchlorid und ohne Epinephrin (kein Risiko von Durchblutungsstörungen).

Zur Behandlung von Zahnfleischexsudation und Zahnfleischblutungen.

- Oktadecahydrisiertes Aluminiumsulfat, PH.Eur. (25%)
- Destilliertes Wasser (75%)
- Farblos, rostfrei

Flasche à 20 ml

REF 15 70 05



Mixing Pads

Mischblöcke


Die PoloDent Anmischblöcke werden zum Anmischen von Abformmaterialien und Zementen verwendet.

Die einzelnen Blätter sind mit einer dünnen Wachsschicht überzogen.

Block à 60 Blatt

REF 16 66 40 950 x 70 mm

REF 16 66 45 190 x 125 mm



Retraction Cord

Retraktionsfäden

Packung à 300 cm

gestrickt:

REF 15 70 55 0,55 mm Nr. 0

REF 15 70 60 0,80 mm Nr. 1

REF 15 70 65 1,00 mm Nr. 2

geflochten:

REF 15 71 05 0,45 mm Nr. 0

REF 15 71 10 0,55 mm Nr. 1

REF 15 71 15 0,80 mm Nr. 2

Der Faden sorgt für optimale Gewebeverdrängung zwischen Zahn und Zahnfleisch. So lässt sich die Präparationsgrenze detailliert bei der Abformung darstellen. Der Faden besteht zu 100 % aus reiner Baumwolle und ist mit H₂O gebleicht. Er enthält weder Chlor noch fluoreszierende Flüssigkeiten. Der Faden nimmt Flüssigkeiten schnell auf und schützt das Zahnfleisch durch seine hohe Dichte.

Der geflochtene Faden hat eine höhere Dichte, ist dadurch stabiler bietet und verfügt über eine höhere Absorptionskapazität.



EINWEG-ABFORMLÖFFEL

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Schreinemakers.

Die Abformlöffel von PoloDent sind formbar. Sie können im Auslieferungszustand verwendet oder durch ein heißes Wasserbad formbar gemacht und den individuellen Mundverhältnissen angepasst werden.

Die Löffel sind nur bis 98°C hitzebeständig und eignen sich deshalb nicht für die Sterilisation in einem Autoklaven.



Disposable Impression Trays

Formbare Einweg-Abformlöffel

Transparent

Packung à 10 Stück

REF 14 61 05 **Nr. 42**
REF 14 61 10 **Nr. 43**
REF 14 61 15 **Nr. 44**
REF 14 61 20 **Nr. 45**

REF 14 61 25 **Nr. 51**
REF 14 61 30 **Nr. 52**
REF 14 61 35 **Nr. 53**
REF 14 61 40 **Nr. 54**



bezahnt, Oberkiefer



bezahnt, Unterkiefer



Disposable Impression Trays

Formbare Einweg-Abformlöffel

weiß

Packung à 10 Stück

Unbezahnt:

REF 14 60 05 Sortiment

Packung à 8 Löffel:

Nr. 31, 32, 33, 34, 21, 22, 23, 24

REF 14 60 10 Nr. 31

REF 14 60 15 Nr. 32

REF 14 60 20 Nr. 33

REF 14 60 25 Nr. 34

REF 14 60 30 Nr. 21

REF 14 60 35 Nr. 22

REF 14 60 40 Nr. 23

REF 14 60 45 Nr. 24

Bezahnt:

REF 14 60 55 Nr. 42

REF 14 60 60 Nr. 43

REF 14 60 65 Nr. 44

REF 14 60 70 Nr. 45

REF 14 60 75 Nr. 50

REF 14 60 80 Nr. 55

REF 14 60 85 Nr. 60

REF 14 60 90 Nr. 65

Partiell:

REF 14 60 92 Nr. 1 (Oberkiefer L / Unterkiefer R)

REF 14 60 95 Nr. 2 (Unterkiefer L / Oberkiefer R)

unbezahnt, Oberkiefer



31



32



33



34

unbezahnt, Unterkiefer



21



22



23



24

bezahnt, Oberkiefer



42



43



44



45

bezahnt, Unterkiefer



51



52



53



54

partiell



1



2





Anästhetika



POLO DENT[®]
A N A E S T H E T I C S



ANÄSTHETIKA

In der Zahnmedizin werden häufig Medikamente zur örtlichen Betäubung (LA) verwendet, um mögliche Schmerzen zu bekämpfen, die bei Eingriffen auftreten können.

Lokalanästhetische Injektionen werden in bestimmte Bereiche des Mundes und nicht in den gesamten Körper verabreicht.



Injektionskanülen für den zahnärztlichen Gebrauch. Das Schraubgewinde sorgt für sicheren Halt an der Zylinderampullenspritze. Die Einweg-Kanülen sind silikonbeschichtet und mit einem Sterilitätssiegel versehen.

PoloJect XT

Einwegkanülen für dentale Injektionen

Packung à 100 Stück

grau:


REF 21 10 05 27G lang 36x0,4 mm

REF 21 10 10 27G kurz 25x0,4 mm

gelb:

REF 21 10 15 30G kurz 21x0,3 mm

REF 21 10 20 30G x-kurz 12x0,3 mm



Cold Spray

Kältespray

Dose à 200 ml

REF 20 45 05 Minze

REF 20 45 10 Orange



Safety Standard

Sicherheitsständer

pro Stück

REF 21 10 50


Sicherheitsständer aus massivem, rostfreiem Stahl zur sicheren Aufbewahrung der Injektionsspritze (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Verletzungsgefahr wird dadurch minimiert.

Durchmesser: 40 mm

Höhe: 45 mm

Gewicht: 270 g





Geräte



POLO | DENT®
EQUIPMENT



GERÄTE

Die Zubehörteile von PoloDent sind sehr vielseitig und so konzipiert, dass sie für die Geräte renommierter Hersteller geeignet sind.


Curing Light Pro for composite polymerisation

bestehend aus:

- 1 Handstück
- 1 USB-C Ladegerät
- 1 Schutzschild
- 100 Schutzhüllen


REF 40 16 00

5 Polymerisations-Modi!




Normal
1000-1200mW/cm²

Normal: 1000-1200 mW/cm²
für allgemeine Anwendungen




High
2300-2500mW/cm²

High: 2300-2500 mW/cm²
für schnelle und tiefe Aushärtung




Turbo
2700-3000mW/cm²

Turbo: 2700-3000 mW/cm²
starke, sofortige Lichtleistung



Ortho
2300-2500mW/cm²


Ortho: 2300-2500 mW/cm²
für kieferorthopädische Anwendungen




Ramp
1000-1200mW/cm²

Ramp: 1000-1200 mW/cm²
0-5 Sekunden Softstart-Funktion für geringeren
Polymerisationsstress

10 mm



360°



- **Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis:** Hochwertige Polymerisationslampe zu einem günstigen Preis;
- **5 Modi:** Normal, High, Turbo, Ortho, Ramp;
- **Doppelte Wellenlänge:** Härtet alle marktüblichen Composite effektiv aus;
- **Kompaktes, flaches Ende des Lichtleiters:** Erreicht mühelos schwer erreichbare Bereiche und garantiert Präzision und Benutzerfreundlichkeit;
- **Konstante Ausgangsleistung:** Die automatische Kompensationsschaltung sorgt für gleichbleibende Leistung auch bei schwacher Batterie
- **Einfaches Aufladen:** Neben dem mitgelieferten Adapter kann die Lampe auch mit handelsüblichen USB-C-Kabeln aufgeladen werden.



WELLENLÄNGE: 385-515 NM
LICHTINTENSITÄT: BIS ZU 3000 MW/CM²
GEWICHT: NUR 85 GRAM



Inklusive USB-C Ladegerät



SCALING TIPS

SCALING-SPITZEN

PoloDent Scaling Tips werden aus einer Reihe spezieller Materialien hergestellt, die so konzipiert sind, dass sie stark, flexibel und korrosionsbeständig sind und eine angemessene Lebensdauer der Spitzen gewährleisten.

Jede Spitze wird zunächst auf hochmodernen 7-Achsen-CNC-Maschinen hergestellt. Nach der Bearbeitung werden sie mindestens 30 weiteren Prozessen und Kontrollen unterzogen, um sicherzustellen, dass jede Spitze in der Zahnarztpraxis sicher und korrekt funktioniert.

Geeignet für die Verwendung mit EMS®

pro Stück



PD-A



PD-P



PD-PS

- REF 52 03 00 **PD-A (G4)** Universal. Präzise Entfernung von massivem, supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten.
 REF 52 03 10 **PD-P (G3)** Perio. Präzise Entfernung von sub- und supragingivalem, hartnäckigem Zahnstein und Konkrementen in allen Quadranten.
 REF 52 03 20 **PD-PS (P3)** PerioSlim. Für die minimalinvasive und schnelle Zahnsteinentfernung aus tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.



PD-1



PD-2



PD-1S



PD-10P



PD-10X



PD-10Z



PD-sPS




PD-sH3

Geeignet für die Verwendung mit Acteon®

pro Stück


- REF 52 03 75 **PD-1** Universal. Empfohlen für einfache Fälle wie die Grobentfernung von supragingivalen Zahnsteinablagerungen ohne den Zahnschmelz zu beschädigen.
 REF 52 03 80 **PD-2** Extremer Zahnstein. Geeignet für die Entfernung von großen supragingivalen Ablagerungen. Das flache Ende der Spitze wird an der Zahnoberfläche angelegt.
 REF 52 03 85 **PD-1S** Feine Spitze. Für die supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung, besonders zur approximalen Anwendung.
 REF 52 03 90 **PD-10P** Perio. Zahnfleischtaschen mit geringer Tiefe. Feines, rundes Instrument für die Zahnsteinentfernung in Taschen mit einer Tiefe von weniger als 2–3 mm.
 REF 52 03 95 **PD-10X** Interproximal. Dank ihres flachen aktiven Teils besonders für die Behandlung von interproximalen Räumen und für die supragingivale Zahnsteinentfernung geeignet. Die anatomische Form ermöglicht zügige und effiziente Behandlungen.
 REF 52 04 00 **PD-10Z** Subgingival. Empfohlen für die Zahnsteinentfernung in Zahnfleischtaschen mittlerer Tiefe (<4 mm). Entfernung von Biofilm und weichen Ablagerungen bei gleichzeitiger Ermittlung der Tiefe von Zahnfleischtaschen mithilfe der Markierungen im Abstand von je 3 mm.
 REF 52 04 03 **PD-sPS** PerioSlim. Für die minimalinvasive und schnelle Zahnsteinentfernung aus tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.
 REF 52 04 05 **PD-sH3** Frontzahnparodontologie. Ermöglicht die Behandlung des Schneidezahn-/Eckzahn-Bereichs. Die Führungskante ist parallel zur Tasche ausgerichtet. Ermöglicht Arbeiten in der Parodontaltasche ohne Verletzung des Bandapparates.



Geeignet für die Verwendung mit **KaVo®**

pro Stück


- REF 52 03 40 **PD-5 (K#5)** Universal. Zum Entfernen von großflächigem Zahnstein.
- REF 52 03 45 **PD-6 (K#6)** Fein. Feines Instrument für kleinere und schwer zugängliche Bereiche.
- REF 52 03 50 **PD-7 (K#7)** Subgingival. Instrument zur subgingivalen Zahnsteinentfernung.
- REF 52 03 55 **PD-8 (K#8)** Subgingival. Zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein.
- REF 52 03 65 **PD-9 (GC2)** Sichel (Piezolux/Sonosoft). Zur Entfernung von Zahnstein und bakterieller Plaque aus supragingivalen Interdentalräumen.
- REF 52 03 66 **PD-10 (GC1)** Perio (Piezolux/Sonosoft). Zur Entfernung von Zahnstein und bakterieller Plaque aus supragingivalen Interdentalräumen.
- REF 52 03 67 **PD-11 (PC1)** Universal (Piezolux/Sonosoft). Zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein.



Geeignet für die Verwendung mit **KaVo® Quick®**

pro Stück


- REF 52 03 58 **PD-5A** Universal. Zur Zahnsteinentfernung von allen Zahnoberflächen.
- REF 52 03 59 **PD-6A** Fein. Feines Instrument für kleinere und schwer zugängliche Bereiche.
- REF 52 03 60 **PD-7A** Subgingival. Instrument zur subgingivalen Zahnsteinentfernung.
- REF 52 03 61 **PD-8A** Subgingival. Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.



Geeignet für die Verwendung mit **KaVo® Piezo®**

pro Stück

- REF 52 03 69 **PD-201** Universal. Zum Entfernen von supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten.
- REF 52 03 70 **PD-202** Perio. Zur präzisen Entfernung von hartnäckigem, subgingivalem und supragingivalem Zahnstein und Konkrementen.
- REF 52 03 71 **PD-203** PerioSlim. Zum Entfernen subgingivaler Ablagerungen auf Wurzeloberflächen. Für tiefe Zahnfleischtaschen und parodontale Kontrollbehandlungen geeignet.



Geeignet für die Verwendung mit Sirona®

pro Stück

REF 52 04 40	PD-1L	Universal. Ein Instrument mit flacher Spitze für die erste linguale und bukkale Zahnsteinentfernung.
REF 52 04 45	PD-2L	Vielseitige Anwendung. Lingual, bukkal und approximal.
REF 52 04 50	PD-3L	Interdental. Universell beidseitig einsetzbar. Subgingival und interdental.
REF 52 04 55	PD-4L	Universell einsetzbar. Besonders geeignet für supra- und subgingivale Zahnflächen sowie für den interdentalen Bereich.
REF 52 04 60	PD-PE1	Perio. Zur Spülung und Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen.
REF 52 04 65	PD-PE2	Perio. Rechts gebogen. Zur Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich.
REF 52 04 70	PD-PE3	Perio. Links gebogen. Zur Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich.

Implant Cleaning Tips Set Peek Inklusive Schlüssel

Komplett

Das Set enthält 1 ICP, 1 ICP-Schlüssel und 2 Ersatzaufsätze.



REF 52 03 25	PD-eICP SET (geeignet für die Verwendung mit EMS®)
REF 52 03 74	PD-kICP SET (geeignet für die Verwendung mit KaVo®)
REF 52 04 20	PD-slICP SET (geeignet für die Verwendung mit Acteon®)
REF 52 04 75	PD-srICP SET (geeignet für die Verwendung mit Sirona®)

REF 52 04 79 **Peek Tip Refill, 10 Stück**

Aufsatz. ICP-Aufsätze sind autoklavierbar und wiederverwendbar. Der ICP-Aufsatz lässt sich mithilfe des im ICP SET enthaltenen Schlüssels ganz einfach auswechseln.



Implantat Reinigung. Sub- und supragingivale Reinigung von Implantaten und Restaurationen. Der auswechselbare Aufsatz ermöglicht eine sichere und schonende Reinigung.

Der PoloDent Drehmomentschlüssel gewährleistet die sichere Befestigung der Scaling-Spitze am Handstück mit dem dafür vorgesehenen Anzugsmoment. Ein zu starker Anzug der Spitze kann Schäden am Gewinde der Spitze oder dem Handstück hervorrufen, daher wird die Montage ausschließlich mit dem Drehmomentschlüssel empfohlen.

Die Scaling-Spitze sollte mit aufgesetztem Drehmomentschlüssel autoklaviert werden. Dies verringert das Risiko von Verletzungen durch scharfe Gegenstände und verhindert Infektionen.




Torque Wrenches

Schlüssel für PoloDent Scaling-Spitzen

pro Stück

Geeignet für:

- REF 52 04 80 EMS®, Acteon®, NSK®
- REF 52 04 85 KaVo® (SONICflex, SONICflex quick, PIEZOlux, SONOsoft)
- REF 52 04 87 KaVo® (PiezoLED & PIEZOsoft)
- REF 52 04 95 Sirona®
- REF 52 05 00 Endo® PoloDent Schlüssel zur Montage von Endo-Tips



Handstück Metall (Acteon®)

PD-SAT

pro Stück

REF 52 02 90

Das PoloDent Ultraschall-Handstück ist autoklavierbar. Es besteht kein Risiko von Materialbrüchen, wie es oft bei Kunststoff-Handstücken auftritt. Für Acteon® Scaling-Spitzen geeignet.




Disposable Filters

Einwegfilter für Sauganlagen

Packung à 12 Stück


REF 83 77 60





Bohrer

POLO|DENT[®]
B U R S



BOHRER

Dentalbohrer, die mittels modernster Galvanisierungsverfahren mit einem Edelstahlkörper verbunden sind. Dies garantiert ein äußerst homogenes, sicheres und langlebiges Instrumentarium und damit optimale Ergebnisse.

Stahlbohrer RA

Packung à 10 Stück

REF 23 10 00	1/008	
REF 23 10 05	1/009	
REF 23 10 10	1/010	
REF 23 10 15	1/012	
REF 23 10 20	1/014	
REF 23 10 25	1/016	
REF 23 10 30	1/018	
REF 23 10 35	1/021	
REF 23 10 40	1/023	
REF 23 10 45	1/025	
REF 23 10 50	1/027	
REF 23 10 55	1/029	
REF 23 10 60	1/031	

REF 23 11 00	1/009 lang	
REF 23 11 05	1/010 lang	
REF 23 11 10	1/012 lang	
REF 23 11 15	1/014 lang	
REF 23 11 20	1/016 lang	
REF 23 11 25	1/018 lang	
REF 23 11 30	1/021 lang	
REF 23 11 35	1/023 lang	

Hartmetallbohrer RA

Packung à 5 Stück

REF 23 15 00	1/008	
REF 23 15 05	1/009	
REF 23 15 10	1/010	
REF 23 15 15	1/012	
REF 23 15 20	1/014	
REF 23 15 25	1/016	
REF 23 15 30	1/018	
REF 23 15 35	1/021	
REF 23 15 40	1/023	



Diamantbohrer FG

Verschiedene Körnungen

gelb: X-Fein
rot: Fein
blau: Mittel
grün: Grob

Packung à 5 Stück



PoloDent-Diamantfräser bestehen aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnik mit ausgewählten Diamantkörnern beschichtet wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und dauerhafte Diamantbeschichtung der Bohrer und damit optimale Arbeitsergebnisse.

x-fein:

REF 23 02 00	801C/018		REF 23 02 10	862C/012	
REF 23 02 02	801C/023		REF 23 02 12	862C/016	
REF 23 02 04	830C/023		REF 23 02 14	863C/012	
REF 23 02 06	830C/012		REF 23 02 16	863C/016	
REF 23 02 08	842C/016				








fein:


REF 23 02 50	801F/018		REF 23 01 50	862F/010	
REF 23 02 52	801F/023		REF 23 02 82	862F/012	
REF 23 02 54	830F/023		REF 23 02 84	862F/016	
REF 23 02 56	833F/016		REF 23 02 86	863F/012	
REF 23 02 58	833F/023		REF 23 02 88	863F/016	
REF 23 02 60	835F/010		REF 23 02 90	868F/012	
REF 23 02 70	840F/008		REF 23 02 92	868F/014	
REF 23 02 72	840F/010		REF 23 02 94	869F/012	
REF 23 02 74	840F/012		REF 23 02 96	869F/014	
REF 23 02 76	840F/014		REF 23 02 98	881F/012	
REF 23 02 78	842F/012		REF 23 03 00	885F/012	
REF 23 02 80	847F/012		REF 23 03 02	886F/014	
			REF 23 03 04	886F/016	

grob:

REF 23 04 00	801G/010	
REF 23 04 02	801G/014	
REF 23 04 04	801G/018	
REF 23 04 06	801G/021	
REF 23 04 08	801G/023	
REF 23 04 10	808G/010	
REF 23 04 12	808G/012	
REF 23 04 14	808LG/012	
REF 23 04 16	808LG/014	
REF 23 04 18	808LG/016	
REF 23 04 20	835G/010	
REF 23 04 22	835G/012	
REF 23 04 24	835G/014	
REF 23 04 30	846G/012	
REF 23 04 32	846G/016	
REF 23 04 34	847G/012	
REF 23 04 40	850G/012	
REF 23 04 42	850G/014	
REF 23 04 44	850G/016	
REF 23 04 46	862G/012	
REF 23 04 50	863G/012	
REF 23 04 52	863G/016	
REF 23 04 60	868G/012	
REF 23 04 62	868G/014	
REF 23 04 70	869G/014	
REF 23 04 72	869G/016	
REF 23 04 80	881G/012	
REF 23 04 90	885G/012	
REF 23 04 96	886G/014	
REF 23 04 98	886G/016	

mittel:

REF 23 00 00	801/009		REF 23 01 05	837L/014	
REF 23 00 05	801/010		REF 23 01 10	837L/016	
REF 23 00 10	801/012		REF 23 01 74	840/008	
REF 23 00 15	801/014		REF 23 01 76	840/010	
REF 23 00 20	801/016		REF 23 01 78	840/012	
REF 23 00 25	801/018		REF 23 01 80	840/014	
REF 23 00 27	801/023		REF 23 01 81	842/012	
REF 23 00 30	802/010		REF 23 01 11	846/012	
REF 23 00 35	805/010		REF 23 01 13	846/016	
REF 23 00 40	805/014		REF 23 01 14	847/012	
REF 23 00 45	806/009		REF 23 01 15	847/014	
REF 23 00 50	806/012		REF 23 01 20	847/016	
REF 23 00 55	806/014		REF 23 01 25	848/014	
REF 23 00 60	807/012		REF 23 01 30	848/016	
REF 23 00 65	807/014		REF 23 01 35	850/012	
REF 23 01 62	808/010		REF 23 01 36	850/014	
REF 23 01 64	808/012		REF 23 01 38	850/016	
REF 23 00 67	808L/012		REF 23 01 45	852/012	
REF 23 00 70	808L/014		REF 23 01 40	859L/016	
REF 23 00 72	808L/016		REF 23 01 52	863/012	
REF 23 00 74	808L/018		REF 23 01 54	863/016	
REF 23 01 66	833/014		REF 23 01 55	868/012	
REF 23 01 68	833/018		REF 23 01 57	868/014	
REF 23 01 70	833/023		REF 23 01 59	869/012	
REF 23 00 75	835/009		REF 23 01 60	869/014	
REF 23 00 80	835/010		REF 23 01 82	881/012	
REF 23 00 85	835/012		REF 23 01 84	881/014	
REF 23 00 90	835/014		REF 23 01 86	885/012	
REF 23 01 72	836/012		REF 23 01 88	886/014	
REF 23 00 95	837L/010		REF 23 01 90	886/016	
REF 23 01 00	837L/012				





Composite



POLO | DENT®
COMPOSITE



COMPOSITE

Die meisten Zahnärzte verwenden Komposit zur Restauration eines Zahnes. Dieses Füllungsmaterial hat viele Vorteile gegenüber seinem Vorgänger, dem Amalgam. Komposite enthalten kein Quecksilber und sind zahnfarben. Zudem haben sie hervorragende mechanische Eigenschaften.

LC Flowfill

Lichthärtendes, leicht fließendes Mikrohybrid-Komposit

Für Front- und ausgewählte Seitenzahn-Restaurationen und Versiegelungen.

Spritze

Packung à 2 g

REF 38 26 05 A1
REF 38 26 10 A2
REF 38 26 15 A3
REF 38 26 20 A3,5
REF 38 26 25 B2



Flow Dispensing Tips

Packung à 50 Stück

REF 38 26 70



Indikationen:

- Restaurationen der Klassen III, IV und V
- Kleine Restaurationen der Klassen I und II
- Unterfüllungen
- Versiegelungen

LC Flowfill basiert auf Methacrylat-Harz und anorganischen Füllstoffpartikeln von 0,05-1 µm. Der Gesamtfüllstoffanteil beträgt 62 % und das Gesamtfüllstoffvolumen 47 %. Die Röntgenopazität von LC Flowfill beträgt 150 % Aluminium (Röntgenopazität von Zahnschmelz: ~200 % Aluminium, von Dentin: ~100 % Aluminium). Das Kompositmaterial erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 4049, Typ 1, Klasse 2, Gruppe 1

PDR Bulk Flow

Fließfähiges Bulk-Komposit mit biokeramischen Füllstoffen

Für Restaurationen im Dentinbereich. PDR Bulk Flow lässt sich bis zu einer Schichtstärke von 4mm aushärten und weist optimale Fließeigenschaften, geringe Polymerisationsschrumpfung und geringen Polymerisationsstress auf. Das Material ist ionaktiv.

Kapseln

Packung à 15x 0,25 g

REF 38 27 20



Fließfähiges Bulk-Komposit mit **BIOKERAMISCHEN FÜLLSTOFFEN**



Indikationen:

- Unterfüllung für direkte Restaurationen der Klasse I und II
- Liner unter direkten Restaurationsmaterialien – Liner für Kästen der Klasse II

Eigenschaften:

- Schichten bis zu 4 mm / Bulk Fill Technik möglich
- Optimale Fließeigenschaften
- Geringe Polymerisations-schrumpfung
- Geringer Polymerisationsstress
- Ionenaktiv

Vorteile:

- Schnelle und zuverlässige Restaurationen der Klassen I und II
- Hervorragende Adaption an die Kavitätenwände
- Reduzierte Sekundär-kariesbildung

LC Universal Bond

PoloDent LC Universal Bond ist ein einfach anzuwendendes lichthärtendes Universaladhäsiv. LC Universal Bond kann mit der Self-Etch-Technik, bei vorheriger selektiver Schmelzätzung oder mit der Total-Etch-Technik verwendet werden. Es ist für feuchte, nasse und trockene Oberflächen geeignet. Basierend auf der innovativen MDP-Technologie ermöglicht LC Universal Bond eine hervorragende Haftung.

Flasche à 5 ml

REF 39 65 60



Eigenschaften und Vorteile:

- Einfache Anwendung dank angenehmer Konsistenz
- Hervorragende Adaption an das Bonding
- Optimale Fluoreszenz
- Hohe mechanische Eigenschaften
- Gute Polierbarkeit

APC Universal ist für Restaurationen aller Kavitätenklassen geeignet.

APC Universal basiert auf BIS-GMA-Harz und anorganischen Füllstoffpartikeln von 0,05-1,5 µm. Der Gesamtfüllstoffanteil beträgt 81 %, das Gesamtfüllstoffvolumen beträgt 65 %

Neben seiner geringen Schrumpfung und Abrasion weist Nano XPE hervorragende Handhabungseigenschaften und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften auf.

Eigenschaften:

- Geringe Polymerisations-schrumpfung
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Wachsartige Konsistenz
- Hochglanzpolierbar
- Höherer Füllstoffgehalt

Vorteile:

- Geringer Polymerisationsstress
- Langlebig- und Festigkeit
- Klebt nicht, hervorragendes Handling
- Einfach zu modellieren
- Sehr Ästhetisch

Nano XPE ist für Restaurationen aller Kavitätenklassen geeignet. Nano XPE basiert auf Urethandimethacrylat-Harz und anorganischen Füllstoffpartikeln <1,0 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 82 % (Gew.)

APC Universal Lichthärtendes Mikrohybrid-Komposit

Für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Einfache Anwendung aufgrund der angenehmen Konsistenz.

Spritze:

Packung à 4,5 g

REF 38 22 30	A1
REF 38 22 35	A2
REF 38 22 40	A3
REF 38 22 45	A3,5
REF 38 22 50	A4
REF 38 22 55	B1
REF 38 22 60	B2
REF 38 22 68	C1
REF 38 22 70	C2
REF 38 22 80	BW

Kapseln:

Packung à 20x 0,3 g

REF 38 22 95	A1
REF 38 23 00	A2
REF 38 23 05	A3
REF 38 23 10	A3,5
REF 38 23 15	A4
REF 38 23 20	B1
REF 38 23 25	B2
REF 38 23 32	C1
REF 38 23 35	C2
REF 38 23 45	BW

Nano XPE Lichthärtendes, nanogefülltes Komposit für Front- und Seitenzahnrestaurationen.

Spritze:

Packung à 4 g


REF 38 23 55	A1
REF 38 23 60	A2
REF 38 23 65	A3
REF 38 23 70	A3,5
REF 38 23 75	A4
REF 38 23 80	B1
REF 38 23 85	B2
REF 38 23 92	C1
REF 38 23 95	C2
REF 38 24 05	BW

Kapseln:

Packung à 20x 0,3 g

REF 38 24 15	A1
REF 38 24 20	A2
REF 38 24 25	A3
REF 38 24 30	A3,5
REF 38 24 35	A4
REF 38 24 40	B1
REF 38 24 45	B2
REF 38 24 52	C1
REF 38 24 55	C2
REF 38 24 65	BW

Übersicht ausgewählter mechanischer Eigenschaften:
Schrumpfung in Wasser



Etch Gel

Ätzgel, Phosphorsäure

Jumbo Kit

bestehend aus:

- 1 Ätzgel 50 ml
- 10 Applikatorspritzen (leer)
- 50 Applikatortips

REF 39 66 55 **35%, dünnflüssig**

REF 39 66 65 **38%, zähflüssig**

Refill

bestehend aus:

- 4x 1,2 ml
- 8 Applikatortips

REF 39 66 50 **35%, dünnflüssig**

REF 39 66 60 **38%, zähflüssig**

Etch Gel Tips

Applikatortips für Ätzgel

Packung à 50 Stück

REF 39 66 90

Syringe Sleeves

Schutzhüllen für Komposit- & Ätzgelspritzen.

Größe 5x12,5 cm.

Packung à 200 Stück

REF 38 26 80

Capsule Dispenser

Kapsel-Dispenser für direkten Applikation von Komposit

pro Stück

REF 38 26 78

- Ätzgel auf Basis von 35% und 38%iger Phosphorsäure.
- In dünnflüssiger und thixotroper (zähflüssiger) Form erhältlich.
- Geeignet zum Ätzen der Zahnschmelz- und Total-Etch-Technik.



Micro Applicators

Micro Applikatoren Sortiment

Bestehend aus 4x 100 Micro-Applikatoren
(weiß, gelb, grün, blau)

REF 39 81 00

Micro Applikatoren Refill

Packung à 100 Stück

REF 39 81 05 **X-fein weiß**

REF 39 81 10 **Fein gelb**

REF 39 81 15 **Regular grün**

REF 39 81 20 **Regular blau**



Mixing Spatulas

Einweg Anmischspatel für Komposite.

Packung à 100 Stück

REF 39 76 60



Brush Tips

Einmalpinsel

Transparent/schwarz Regular

Packung à 60 Stück

REF 39 81 80



Brushes + Holders

Einmalpinsel transparent/schwarz Inklusive Halter

Packung à 120 Einmalpinsel + 2 Halter

REF 39 81 65

Brush Tip Holders

Pinselhalter

Packung à 2 Stück

REF 39 81 75



Transparent/weiß fein

Packung à 60 Stück

REF 39 81 85



Transparent/schwarz & rot/schwarz

Packung à 2x 50 Stück

REF 39 81 90



Micro Tips Intro Kit

bestehend aus:

- 4x 100 Micro Tips (gelb, grün, blau, rot)
- 2 Halter

REF 39 80 50



Refill

Packung à 60 Stück


- | | |
|--------------|-------------|
| REF 39 80 55 | gelb |
| REF 39 80 60 | grün |
| REF 39 80 65 | blau |
| REF 39 80 70 | rot |

Bendable Brushes Biegsame Pinsel

Sortiment

Packung à 4x 100 biegsame Pinsel
(gelb, grün, blau, rot)

REF 39 81 30



Refill

Packung à 100 Stück

- | | |
|--------------|-------------|
| REF 39 81 35 | gelb |
| REF 39 81 40 | grün |
| REF 39 81 45 | blau |
| REF 39 81 50 | rot |





Einwegartikel

POLO | DENT®
DISPOSABLES

EINWEGARTIKEL

Praktische Einwegartikel für den täglichen Gebrauch. Eine Zahnarztpraxis sauber zu halten kann eine Herausforderung sein. Werkzeuge und Schutzvorrichtungen, die ganz einfach entsorgt werden können sind eine simple Lösung für einen hygienischen Arbeitsplatz.



Implantology Kit Sterile

Implantologie Kit Steril

bestehend aus:

- 1 OP-Haube Annie grün
- 1 OP-Haube Charlotte blau
- 2 Schutzmäntel Primary Plus XL
- 4 Überschuhe blau
- 2 Kamera-/Schlauchbezüge 8x120 cm
- 1 Verbindungsschlauch PVC 16 CH 250 cm FF
- 1 Aspiratorkanüle Yankauer 12 CH
- 5 Mullkompressen 12-lagig 5x5 cm
- 1 Messer Kohlenstoffstahl Nr.15
- 1 Containertuch blau 100x100 cm
- 1 Schutzbezug 2-lagig 75x90 cm
- 1 Op-Abdecktuch selbstklebend Basic 100x100 cm
- 1 Barrier® Schlitztuch 61x117 cm

REF 44 77 00



Curved Tip Syringes

Spritze mit gebogener Spitze, 12 ML

Packung à 50 Stück

REF 16 76 68



SOFT NITRILE EXAMINATION GLOVES

SOFT NITRIL UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

Die PoloDent Premium Quality Handschuhe Soft Nitril sind komfortabel und bieten ein optimales Tastempfinden. Die Handschuhe der PoloDent-Linie sind ideal um allergischen Reaktionen vorzubeugen!



Aloe Vera

Die Aloe-Vera-Beschichtung auf der Innenseite pflegt die Haut und sorgt für einen hautfreundlichen Tragekomfort.

Packung à 100 Stück

REF 44 48 05 **x-small**
REF 44 48 10 **small**
REF 44 48 15 **medium**
REF 44 48 20 **large**
REF 44 48 25 **x-large**

Minze

Dieser Einweg-Untersuchungshandschuh verbreitet ein leichtes Minz-Aroma und schafft eine angenehmere Atmosphäre für Sie und Ihren Patienten.

Packung à 100 Stück

REF 44 48 55 **x-small**
REF 44 48 60 **small**
REF 44 48 65 **medium**
REF 44 48 70 **large**
REF 44 48 75 **x-large**

Acceleratorfrei

Dieser beschleunigerfreie Handschuh verringert das Risiko von Reizungen und Allergien, da bei der Herstellung auf Vulkanisierbeschleuniger verzichtet wurde.

Packung à 100 Stück

REF 44 50 05 **x-small**
REF 44 50 10 **small**
REF 44 50 15 **medium**
REF 44 50 20 **large**
REF 44 50 25 **x-large**



Curing Light Sleeves

Schutzhüllen für
Lichtpolymerisationslampe
Packung à 500 Stück

REF 45 20 30 small (5x32 cm)
REF 45 20 35 large (6,5x35 cm)



POLO DENT®
DISPOSABLES

Universal Camera Sleeves

Schutzhüllen für Intraoral-Kameras
46x235 mm

Packung à 250 Stück

REF 45 20 05



Calcipaste

Gebrauchsfertiges Calciumhydroxid 45%


Calciumhydroxid Paste zur Versorgung des kariesfreien, pulpanahen Dentins, Kariesprofunda-Behandlung, indirekte Pulpaüberkappung, direkte Pulpaüberkappung, Pulpotomie, Einlage im Wurzelkanal.

Packung à 2 ml + 5 Applikatortips

REF 30 60 05



POLO DENT®
CEMENTS





POLO|DENT®
E N D O

ENDODONTIE

Die Definition der Endodontie bildet sich aus dem Griechischen für die Lehre des Zahninneren.

Die Worte „Endo“ und „Odont“ stammen aus dem Griechischen und bedeuten soviel wie „das Innere des Zahnes“. Endodontie befasst sich also mit der Behandlung des Zahninneren.

Endo Stand

bestehend aus:

- 1 Endo-Stand oval
- 1 Endo-Schwamm Ø 65 mm

REF 50 20 00



Der PoloDent Endo-Stand wird mit einer Schaumstoffeinlage ausgeliefert. Er ist zum Ablegen und Reinigen von Wurzelkanalinstrumenten während einer endodontischen Behandlung geeignet. Der Endo-Stand ist schwarz und hat eine ovale Form. Die Schaumstoffeinlagen sind als Refill (PoloDent-Schwämme Ø 65 mm REF 502010) erhältlich.

Der Endo-Stand ist bis zu 134°C sterilisierbar.

Endo Sponges Endo-Schwämme

Packung à 25 Stück

REF 50 20 05 Ø 50 mm

REF 50 20 10 Ø 65 mm

(geeignet für PoloDent Endo Stand - REF 50 20 00)



Hydrogen Peroxide Wasserstoffperoxid

Flasche à 1 Liter

REF 66 11 00 1%, Gebrauchsfertig!

REF 66 11 05 3% (Herstellung Mundspüllösung Verdünnung auf 1%)



Sodium Hypochlorite Natriumhypochlorit Spüllösung

Flasche à 1 Liter

REF 66 10 80 0,5%

REF 66 10 85 2%

REF 66 10 87 3%

REF 66 10 90 5%



006 008 010 015 020 025 030 035 040
045 050 055 060 070 080 090 100



**ROSTFREIER
STAHL**
autoklavierbar
bis 134°C



Hedström Files ISO

Hedström-Feilen

Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 45 99 90	Nr. 06
REF 45 99 95	Nr. 08
REF 46 00 00	Nr. 10
REF 46 00 05	Nr. 15
REF 46 00 10	Nr. 20
REF 46 00 15	Nr. 25
REF 46 00 20	Nr. 30
REF 46 00 25	Nr. 35
REF 46 00 30	Nr. 40
REF 46 00 35	Nr. 45
REF 46 00 40	Nr. 50
REF 46 00 45	Nr. 55
REF 46 00 50	Nr. 60
REF 46 00 55	Nr. 70
REF 46 00 60	Nr. 80
REF 46 00 65	Nr. 90
REF 46 00 70	Nr.100
REF 46 00 80	Sort.Nr.15-40
REF 46 00 85	Sort.Nr.45-80

25 mm:

REF 46 00 87	Nr. 06
REF 46 00 89	Nr. 08
REF 46 00 90	Nr. 10
REF 46 00 95	Nr. 15
REF 46 01 00	Nr. 20
REF 46 01 05	Nr. 25
REF 46 01 10	Nr. 30
REF 46 01 15	Nr. 35
REF 46 01 20	Nr. 40
REF 46 01 25	Nr. 45
REF 46 01 30	Nr. 50
REF 46 01 35	Nr. 55
REF 46 01 40	Nr. 60
REF 46 01 45	Nr. 70
REF 46 01 50	Nr. 80
REF 46 01 55	Nr. 90
REF 46 01 60	Nr.100
REF 46 01 70	Sort.Nr.15-40
REF 46 01 75	Sort.Nr.45-80

28 mm:

REF 46 01 90	Nr. 06
REF 46 01 92	Nr. 08
REF 46 01 94	Nr. 10
REF 46 01 96	Nr. 15
REF 46 01 98	Nr. 20
REF 46 02 00	Nr. 25
REF 46 02 02	Nr. 30
REF 46 02 04	Nr. 35
REF 46 02 06	Nr. 40
REF 46 02 08	Nr. 45
REF 46 02 10	Nr. 50
REF 46 02 12	Nr. 55
REF 46 02 14	Nr. 60
REF 46 02 16	Nr. 70
REF 46 02 18	Nr. 80
REF 46 02 24	Sort.Nr.15-40
REF 46 02 26	Sort.Nr.45-80

31 mm:

REF 46 02 40	Nr. 06
REF 46 02 42	Nr. 08
REF 46 02 44	Nr. 10
REF 46 02 46	Nr. 15
REF 46 02 48	Nr. 20
REF 46 02 50	Nr. 25
REF 46 02 52	Nr. 30
REF 46 02 54	Nr. 35
REF 46 02 56	Nr. 40
REF 46 02 58	Nr. 45
REF 46 02 60	Nr. 50
REF 46 02 62	Nr. 55
REF 46 02 64	Nr. 60
REF 46 02 66	Nr. 70
REF 46 02 68	Nr. 80
REF 46 02 70	Nr. 90
REF 46 02 72	Nr.100
REF 46 02 74	Sort.Nr.15-40
REF 46 02 76	Sort.Nr.45-80

K-Files ISO

K-Feilen

Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 46 06 73	Nr. 06
REF 46 06 75	Nr. 08
REF 46 06 80	Nr. 10
REF 46 06 85	Nr. 15
REF 46 06 90	Nr. 20
REF 46 06 95	Nr. 25
REF 46 07 00	Nr. 30
REF 46 07 05	Nr. 35
REF 46 07 10	Nr. 40
REF 46 07 15	Nr. 45
REF 46 07 20	Nr. 50
REF 46 07 25	Nr. 55
REF 46 07 30	Nr. 60
REF 46 07 35	Nr. 70
REF 46 07 40	Nr. 80
REF 46 07 45	Nr. 90
REF 46 07 50	Nr.100
REF 46 07 65	Sort.Nr.15-40
REF 46 07 70	Sort.Nr.45-80

25 mm:

REF 46 07 73	Nr. 06
REF 46 07 75	Nr. 08
REF 46 07 80	Nr. 10
REF 46 07 85	Nr. 15
REF 46 07 90	Nr. 20
REF 46 07 95	Nr. 25
REF 46 08 00	Nr. 30
REF 46 08 05	Nr. 35
REF 46 08 10	Nr. 40
REF 46 08 15	Nr. 45
REF 46 08 20	Nr. 50
REF 46 08 25	Nr. 55
REF 46 08 30	Nr. 60
REF 46 08 35	Nr. 70
REF 46 08 40	Nr. 80
REF 46 08 45	Nr. 90
REF 46 08 50	Nr.100
REF 46 08 65	Sort.Nr.15-40
REF 46 08 70	Sort.Nr.45-80

28 mm:

REF 46 08 98	Nr. 06
REF 46 09 00	Nr. 08
REF 46 09 05	Nr. 10
REF 46 09 10	Nr. 15
REF 46 09 15	Nr. 20
REF 46 09 20	Nr. 25
REF 46 09 25	Nr. 30
REF 46 09 30	Nr. 35
REF 46 09 35	Nr. 40
REF 46 09 40	Nr. 45
REF 46 09 45	Nr. 50
REF 46 09 50	Nr. 55
REF 46 09 55	Nr. 60
REF 46 09 60	Nr. 70
REF 46 09 65	Nr. 80
REF 46 09 70	Sort.Nr.15-40
REF 46 09 75	Sort.Nr.45-80

31 mm:

REF 46 10 02	Nr. 06
REF 46 10 04	Nr. 08
REF 46 10 06	Nr. 10
REF 46 10 08	Nr. 15
REF 46 10 10	Nr. 20
REF 46 10 12	Nr. 25
REF 46 10 14	Nr. 30
REF 46 10 16	Nr. 35
REF 46 10 18	Nr. 40
REF 46 10 20	Nr. 45
REF 46 10 22	Nr. 50
REF 46 10 24	Nr. 55
REF 46 10 26	Nr. 60
REF 46 10 28	Nr. 70
REF 46 10 30	Nr. 80
REF 46 10 32	Nr. 90
REF 46 10 34	Nr.100
REF 46 10 50	Sort.Nr.15-40
REF 46 10 55	Sort.Nr.45-80

006 008 010 015 020 025 030 035 040
045 050 055 060 070 080



steril!

ROSTFREIER STAHL

autoklavierbar
bis 134°C

K-Flex Files ISO

K-Flex-Feilen

Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 46 10 60	Nr.15
REF 46 10 62	Nr.20
REF 46 10 64	Nr.25
REF 46 10 66	Nr.30
REF 46 10 68	Nr.35
REF 46 10 70	Nr.40
REF 46 10 72	Sort.Nr.15-40

25 mm:

REF 46 10 76	Nr.15
REF 46 10 78	Nr.20
REF 46 10 80	Nr.25
REF 46 10 82	Nr.30
REF 46 10 84	Nr.35
REF 46 10 86	Nr.40
REF 46 10 88	Sort.Nr.15-40



steril!

NICKEL-TITAN

autoklavierbar
bis 134°C

Niti-K-Files ISO

Niti-K-Feilen

Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 46 11 00	Nr. 06
REF 46 11 01	Nr. 08
REF 46 11 03	Nr. 10
REF 46 11 05	Nr. 15
REF 46 11 10	Nr. 20
REF 46 11 15	Nr. 25
REF 46 11 20	Nr. 30
REF 46 11 25	Nr. 35
REF 46 11 30	Nr. 40
REF 46 11 35	Nr. 45
REF 46 11 40	Nr. 50
REF 46 11 45	Nr. 55
REF 46 11 50	Nr. 60
REF 46 11 55	Nr. 70
REF 46 11 60	Nr. 80
REF 46 11 65	Sort.Nr.15-40
REF 46 11 70	Sort.Nr.45-80

25 mm:

REF 46 12 00	Nr. 06
REF 46 12 01	Nr. 08
REF 46 12 03	Nr. 10
REF 46 12 05	Nr. 15
REF 46 12 10	Nr. 20
REF 46 12 15	Nr. 25
REF 46 12 20	Nr. 30
REF 46 12 25	Nr. 35
REF 46 12 30	Nr. 40
REF 46 12 35	Nr. 45
REF 46 12 40	Nr. 50
REF 46 12 45	Nr. 55
REF 46 12 50	Nr. 60
REF 46 12 55	Nr. 70
REF 46 12 60	Nr. 80
REF 46 12 65	Sort.Nr.15-40
REF 46 12 70	Sort.Nr.45-80

28 mm:

REF 46 12 80	Nr. 06
REF 46 12 82	Nr. 08
REF 46 12 84	Nr. 10
REF 46 12 86	Nr. 15
REF 46 12 88	Nr. 20
REF 46 12 90	Nr. 25
REF 46 12 92	Nr. 30
REF 46 12 94	Nr. 35
REF 46 12 96	Nr. 40
REF 46 12 98	Nr. 45
REF 46 13 00	Nr. 50
REF 46 13 02	Nr. 55
REF 46 13 04	Nr. 60
REF 46 13 06	Nr. 70
REF 46 13 08	Nr. 80
REF 46 13 10	Sort.Nr.15-40
REF 46 13 12	Sort.Nr.45-80

31 mm:

REF 46 13 20	Nr. 06
REF 46 13 22	Nr. 08
REF 46 13 24	Nr. 10
REF 46 13 26	Nr. 15
REF 46 13 28	Nr. 20
REF 46 13 30	Nr. 25
REF 46 13 32	Nr. 30
REF 46 13 34	Nr. 35
REF 46 13 36	Nr. 40
REF 46 13 38	Nr. 45
REF 46 13 40	Nr. 50
REF 46 13 42	Nr. 55
REF 46 13 44	Nr. 60
REF 46 13 46	Nr. 70
REF 46 13 48	Nr. 80
REF 46 13 50	Sort.Nr.15-40
REF 46 13 52	Sort.Nr.45-80



006 008 010 015 020 025 030 035 040
045 050 055 060 070 080 090 100



K-Reamers ISO

K-Reamer

Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 46 13 68	Nr. 06
REF 46 13 70	Nr. 08
REF 46 13 75	Nr. 10
REF 46 13 80	Nr. 15
REF 46 13 85	Nr. 20
REF 46 13 90	Nr. 25
REF 46 13 95	Nr. 30
REF 46 14 00	Nr. 35
REF 46 14 05	Nr. 40
REF 46 14 10	Nr. 45
REF 46 14 15	Nr. 50
REF 46 14 20	Nr. 55
REF 46 14 25	Nr. 60
REF 46 14 30	Nr. 70
REF 46 14 35	Nr. 80
REF 46 14 40	Nr. 90
REF 46 14 45	Nr.100
REF 46 14 60	Sort.Nr.15-40
REF 46 14 65	Sort.Nr.45-80

28 mm:

REF 46 15 67	Nr. 06
REF 46 15 68	Nr. 08
REF 46 15 69	Nr. 10
REF 46 15 70	Nr. 15
REF 46 15 72	Nr. 20
REF 46 15 74	Nr. 25
REF 46 15 76	Nr. 30
REF 46 15 78	Nr. 35
REF 46 15 80	Nr. 40
REF 46 15 82	Nr. 45
REF 46 15 84	Nr. 50
REF 46 15 86	Nr. 55
REF 46 15 88	Nr. 60
REF 46 15 90	Nr. 70
REF 46 15 92	Nr. 80
REF 46 15 98	Sort.Nr.15-40
REF 46 15 99	Sort.Nr.45-80

25 mm:

REF 46 14 68	Nr. 06
REF 46 14 70	Nr. 08
REF 46 14 75	Nr. 10
REF 46 14 80	Nr. 15
REF 46 14 85	Nr. 20
REF 46 14 90	Nr. 25
REF 46 14 95	Nr. 30
REF 46 15 00	Nr. 35
REF 46 15 05	Nr. 40
REF 46 15 10	Nr. 45
REF 46 15 15	Nr. 50
REF 46 15 20	Nr. 55
REF 46 15 25	Nr. 60
REF 46 15 30	Nr. 70
REF 46 15 35	Nr. 80
REF 46 15 40	Nr. 90
REF 46 15 45	Nr.100
REF 46 15 60	Sort.Nr.15-40
REF 46 15 65	Sort.Nr.45-80

31 mm:

REF 46 16 02	Nr. 06
REF 46 16 04	Nr. 08
REF 46 16 06	Nr. 10
REF 46 16 08	Nr. 15
REF 46 16 10	Nr. 20
REF 46 16 12	Nr. 25
REF 46 16 14	Nr. 30
REF 46 16 16	Nr. 35
REF 46 16 18	Nr. 40
REF 46 16 20	Nr. 45
REF 46 16 22	Nr. 50
REF 46 16 24	Nr. 55
REF 46 16 26	Nr. 60
REF 46 16 28	Nr. 70
REF 46 16 30	Nr. 80
REF 46 16 32	Nr. 90
REF 46 16 34	Nr.100
REF 46 16 36	Sort.Nr.15-40
REF 46 16 38	Sort.Nr.45-80

**ROSTFREIER
STAHL**
autoklavierbar
bis 134°C



Finger Pluggers

Fingerplugger

Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 46 26 35 Sort.Nr.15-40

25 mm:

REF 46 26 40 Sort.Nr.15-40



000 001 002 003 004

Nerve Broaches ISO

Nervextraktor

Packung à 10 Stück

21 mm:

REF 46 27 05	Nr.20 (#000)
REF 46 27 10	Nr.25 (#001)
REF 46 27 15	Nr.30 (#002)
REF 46 27 20	Nr.35 (#003)
REF 46 27 25	Nr.40 (#004)

25 mm:

REF 46 27 55	Nr.20 (#000)
REF 46 27 60	Nr.25 (#001)
REF 46 27 65	Nr.30 (#002)
REF 46 27 70	Nr.35 (#003)
REF 46 27 75	Nr.40 (#004)



ROSTFREIER STAHL
autoklavierbar
bis 134°C

steril!



01 02 03 04 05 06

0,5 mm 0,7 mm 0,9 mm 1,1 mm 1,3 mm 1,5 mm

Gates Glidden Drills RA

Packung à 6 Stück

28 mm:

REF 46 28 05 **Nr.1**
REF 46 28 10 **Nr.2**
REF 46 28 15 **Nr.3**
REF 46 28 20 **Nr.4**
REF 46 28 25 **Nr.5**
REF 46 28 30 **Nr.6**
REF 46 28 35 **Sort.Nr.1-6**

32 mm:

REF 46 28 40 **Nr.1**
REF 46 28 45 **Nr.2**
REF 46 28 50 **Nr.3**
REF 46 28 55 **Nr.4**
REF 46 28 60 **Nr.5**
REF 46 28 65 **Nr.6**
REF 46 28 70 **Sort.Nr.1-6**

Merkmale und Vorteile:

- Höhere Härte der Instrumente dank Martensit.
- Höhere Bruchfestigkeit im Vergleich zu anderen Herstellern.



steril!

ROSTFREIER STAHL
autoklavierbar
bis 134°C

Paste Fillers RA Wurzelfüller mit Feder


Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 46 31 65 **Nr.25**
REF 46 31 70 **Nr.30**
REF 46 31 75 **Nr.35**
REF 46 31 80 **Nr.40**
REF 46 31 85 **Sort.Nr.25-40**

25 mm:

REF 46 31 90 **Nr.25**
REF 46 31 95 **Nr.30**
REF 46 32 00 **Nr.35**
REF 46 32 05 **Nr.40**
REF 46 32 10 **Sort.Nr.25-40**



NICKEL-TITAN
autoklavierbar
bis 134°C



NICKEL-TITAN
autoklavierbar
bis 134°C

PoloTaper Gold Files RA

Erhältlich in den Größen SX, S1, S2 (Shaping Files), F1, F2, F3, F4, F5 (Finishing Files).



Packung à 6 Stück.

Die Sortimente enthalten jeweils 1 Feile: SX, S1, S2, F1, F2, F3

19 mm:

48 01 05 SX

Merkmale und Vorteile:

Doppelter Widerstand
gegen zyklische Ermüdung
als herkömmliche
Rotationsfeilen, ohne dabei
an Flexibilität einzubüßen.

21 mm:

REF 48 01 00 Sortiment
REF 48 01 10 S1
REF 48 01 15 S2
REF 48 01 20 F1
REF 48 01 25 F2
REF 48 01 30 F3
REF 48 01 35 F4
REF 48 01 40 F5

25 mm:


REF 48 01 50 Sortiment
REF 48 01 55 S1
REF 48 01 60 S2
REF 48 01 65 F1
REF 48 01 70 F2
REF 48 01 75 F3
REF 48 01 80 F4
REF 48 01 85 F5

31 mm:

REF 48 02 00 Sortiment
REF 48 02 05 S1
REF 48 02 10 S2
REF 48 02 15 F1
REF 48 02 20 F2
REF 48 02 25 F3
REF 48 02 30 F4
REF 48 02 35 F5

PoloTaper NXT Files RA

Erhältlich in den Größen X1, X2, X3, X4, X5



Packung à 6 Stück

Merkmale und Vorteile:

Das NXT-Feilensystem
besteht aus Feilen mit
variabler Verjüngung und
einem nicht zentrierten,
rechteckigen Querschnitt.

21 mm:

REF 48 02 50 Sort. X1-X3
REF 48 02 52 Sort. X4-X5
REF 48 02 54 X1
REF 48 02 56 X2
REF 48 02 58 X3
REF 48 02 60 X4
REF 48 02 62 X5

25 mm:

REF 48 02 64 Sort. X1-X3
REF 48 02 66 Sort. X4-X5
REF 48 02 68 X1
REF 48 02 70 X2
REF 48 02 72 X3
REF 48 02 74 X4
REF 48 02 76 X5

31 mm:

REF 48 02 78 Sort. X1-X3
REF 48 02 80 Sort. X4-X5
REF 48 02 82 X1
REF 48 02 84 X2
REF 48 02 86 X3
REF 48 02 88 X4
REF 48 02 90 X5



steril!

NICKEL-TITAN

autoklavierbar
bis 134°C

RCP Gold Files RA

Erhältlich in den Größen
Small, Primary, Medium, Large



20/07 25/07 35/06 45/05

Packung à 6 Stück (Refill) /
4 Stück (Sortiment)

21 mm:

48 04 00	small
48 04 05	primary
48 04 10	medium
48 04 15	large
48 03 95	Sortiment (Je 1 Feile)

25 mm:

48 04 25	small
48 04 30	primary
48 04 35	medium
48 04 40	large
48 04 20	Sortiment (Je 1 Feile)

31 mm:

48 04 50	small
48 04 55	primary
48 04 60	medium
48 04 65	large
48 04 45	Sortiment (Je 1 Feile)

Merkmale und Vorteile:

- Überragende Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen zyklische Ermüdung.
- Hebt die Schneideeffizienz auf ein neues Niveau.



steril!

NICKEL-TITAN

autoklavierbar
bis 134°C

RCP Files RA

Erhältlich in den Größen
R25 rot, R40 schwarz, R50 gelb



25/08 40/06 50/05

Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 48 05 02	R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)
REF 48 05 04	R40, R50 (Je 3 Feilen)
REF 48 05 06	R25
REF 48 05 08	R40
REF 48 05 10	R50

25 mm:

REF 48 05 12	R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)
REF 48 05 14	R40, R50 (Je 3 Feilen)
REF 48 05 16	R25
REF 48 05 18	R40
REF 48 05 20	R50

31 mm:

REF 48 05 22	R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)
REF 48 05 24	R40, R50 (Je 3 Feilen)
REF 48 05 26	R25
REF 48 05 28	R40
REF 48 05 30	R50

Merkmale und Vorteile:

Genauso widerstandsfähig gegen zyklische Ermüdung wie RCP Gold, jedoch weniger flexibel.



steril!

RCP Blue Files RA

Erhältlich in den Größen
R25 rot, R40 schwarz, R50 gelb



25/08 40/06 50/05

Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 48 05 52	R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)
REF 48 05 54	R40, R50 (Je 3 Feilen)
REF 48 05 56	R25
REF 48 05 58	R40
REF 48 05 60	R50

25 mm:

REF 48 05 62	R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)
REF 48 05 64	R40, R50 (Je 3 Feilen)
REF 48 05 66	R25
REF 48 05 68	R40
REF 48 05 70	R50

31 mm:

REF 48 05 72	R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)
REF 48 05 74	R40, R50 (Je 3 Feilen)
REF 48 05 76	R25
REF 48 05 78	R40
REF 48 05 80	R50

Merkmale und Vorteile:

Genauso beständig gegen zyklische Ermüdung wie RCP Gold, mit deutlich höherer Vorflexibilität.



Prophylaxe

Eye Shields Transparent Augenschutz

Packung à 30 Stück

REF 40 45 50



Face Shields Transparent Gesichtsschutz

30 Stück

REF 40 45 55



Frames for Eye Shields Rahmen für Augenschutz

Packung à 5 Stück

REF 40 45 10 weiß

REF 40 45 20 grün

REF 40 45 25 blau

REF 40 45 30 rosa



Protective Glasses Schutzbrille

pro Stück

REF 40 44 20 transparent

REF 40 44 25 orange



Ergonomisch gestaltete Schutzbrille mit komfortablem Nasensteg.

Die orangefarbenen Gläser schützen vor Polymerisationslicht. Die Gläser beschlagen nicht dank Anti-Fog-Beschichtung und sie sind kratzfest.

Flosscard

Zahnseide, Minzgeschmack

Packung à 10x 10 Meter
REF 77 18 00

PoloDent Zahnseide, auch Floss oder Dental Floss genannt, besteht aus gewebten Fäden, die mit Wachs beschichtet sind. Mit Zahnseide können Sie Zahnzwischenräume von Speiseresten und Zahnbelag befreien und somit Karies verhindern.

Die PoloDent Flosscard hat die ideale Größe für unterwegs. Auf der Karte befinden sich 10 Meter Zahnseide mit angenehmem Minz-Geschmack.



Ortho Boxes

Ortho-Behälter, Sortiment

Packung à 4 Farben: 3x weiß, 3x blau, 3x limette, 3x rosa

REF 80 98 10 **small**
Boxgröße: 74x64x28 mm

REF 80 98 15 **large**
Boxgröße: 80x70x40 mm

Ortho-Behälter, Groß

Packung à 12 Stück

REF 80 98 17 **weiß**
REF 80 98 19 **blau**
Boxgröße: 80x70x40 mm





Instrumente

POLO | DENT[®]
INSTRUMENTS



INSTRUMENTE

PoloDent-Instrumente sind langlebig und leicht zu reinigen. Die Instrumente der PoloDent *S-Line* sind außerdem ergonomisch geformt.

Mouth Mirrors Plane Mundspiegel

Packung à 12 Stück

- REF 57 39 45 Ø 1,9 cm Nr.3
REF 57 39 50 Ø 2,2 cm Nr.4
REF 57 39 52 Ø 2,4 cm Nr.5

Mouth Mirrors Rhodium Front Mundspiegel

Packung à 12 Stück

- REF 57 39 55 Ø 1,9 cm Nr.3
REF 57 39 60 Ø 2,2 cm Nr.4
REF 57 39 65 Ø 2,4 cm Nr.5



Sleeves for mouth mirrors Schutzhüllen für Mundspiegel 3,8x20 cm

Packung à 500 Stück

REF 45 20 20



Cheek Retractors Single Wangenhalter einfach

Packung à 2 Stück


- REF 59 32 53 Junior
REF 59 32 55 Erwachsene



Cheek and Lip Retractors Double Wangen- und Lippenhalter doppelt

Packung à 2 Stück

- REF 59 32 59 Junior
REF 59 32 60 Erwachsene





S-Line Instrumente

Die Instrumente der PoloDent **S-Line** sind ergonomisch geformt, liegen gut in der Hand und schonen Hand und Handgelenk während der Behandlung.

Excavators (DE)

Exkavatoren

pro Stück

REF 55 17 40 **125/126**

REF 55 17 45 **127/128**

REF 55 17 50 **129/130**

REF 55 17 55 **153/154**



Periodontal Probes (EE)

Pocketsonden

pro Stück

REF 56 35 60 **Williams PW 973/14W**

REF 56 36 50 **Merritt 973/CP10**

REF 56 36 60 **Williams PW 973/72W**

REF 56 36 70 **PCPUNC15**



Explorers (EE)

Sonden

pro Stück

REF 56 36 05 **1083/6**

REF 56 37 00 **1083/6 S-Line**

REF 56 37 05 **1081/33 S-Line**



Mirror Handles

Mundspiegelgriff

pro Stück

REF 57 59 40 **485**

REF 57 59 50 **small S-Line**

REF 57 59 55 **large S-Line**



Matrix Retainer Nyström 6 mm

Matrizenspanner

pro Paar

REF 64 08 10 **Links+Rechts 596/1+2**

pro Stück

REF 64 08 15 **Links 596/1**

REF 64 08 20 **Rechts 596/2**



Articulation Tweezer 650

15 cm

Hochwertige, rostfreie und sterilisierbare Pinzette für Artikulationspapier.

pro Stück

REF 22 00 80



Cement Spatula S-Line

Zementspatel

pro Stück

REF 30 92 30



Burnisher (DE)

Amalgamstopfer

pro Stück

REF 53 00 00 Ash 1052/49

REF 53 00 05 1054/155

REF 53 00 10 1052/207-208



REF 53 00 30 Ash 1052/49 S-Line

Scaler S-Line (DE)

pro Stück

REF 54 50 00 H6/H7

REF 54 50 05 204S



Curette Gracey S-Line (DE)

Kürette

pro Stück

REF 54 82 00 1-2


REF 54 82 05 3-4

REF 54 82 10 5-6

REF 54 82 15 7-8

REF 54 82 20 11-12

REF 54 82 25 13-14



Plastic Filling Instrument Ash (DE)

Modellierinstrument

pro Stück

REF 53 65 85 1052/6

REF 53 66 00 1052/6 S-Line



College Tweezers

College Pinzette

pro Stück

REF 57 84 35 gerieft 16 cm 772DP/2

REF 57 84 50 15 cm 773A/2

REF 57 84 55 15 cm 771A/2 S-Line

REF 57 84 60 diamantiert 15 cm 773D



Rubber Dam Clamp Forceps Brewer 605

Kofferdamklammerzange

Dient zur Positionierung der Kofferdamklammern auf den Zähnen. Die Zange löst sich automatisch, sobald die Kofferdamklammer auf dem Zahn platziert ist.

pro Stück

REF 34 40 60



Rubber Dam Punch Ainsworth 610

Kofferdamlochzange

Dient zum Stanzen eines Kofferdams mit Löchern unterschiedlicher Größe, die der Größe des zu isolierenden Zahns entsprechen.

pro Stück

REF 34 45 65



GatorEX

Extraktionszange

Premium-Extraktionszange

Ein feiner, filigraner und seitlich abgeflachter Zangenkopf ermöglicht ein tiefes Greifen des Zahnes in der Knochentasche sowie eine optimierte, proximale Rotationsbewegung. Die distal abgewinkelte Verzahnung am Maulrand der Zange ermöglicht ein bequemes Vorschieben bis zum Zahnhals. Die strukturierte Verzahnung sorgt für einen optimalen Halt bei der Durchführung von Rotationsbewegungen sowie bei der Extraktion des Zahnes.

Die offene Griffstruktur reduziert das Gewicht der Zange und ermöglicht eine gründliche Spülung, insbesondere bei der thermischen Aufbereitung.

**PREMIUM
QUALITY**
INSTRUMENTS



GatorEX Zahnzangen-Satz GX100

Bestehend aus 10 Instrumenten:
GX1, GX7, GX13, GX17, GX18, GX22,
GX33A, GX51A, GX67A, GX79

REF 58 77 45

- Medizinischer Edelstahl veredelt im CRYO-Härteverfahren - eisveredelt;
- Elektrolytisch passiviert zur Vermeidung von Korrosion;
- Flare-freie Oberfläche durch Spezialmattierung;
- Geeignet für die Verarbeitung im Thermodesinfektor und Autoklaven (134° C).

GatorEX Zahnzangen pro Stück

REF 58 77 50	GX1	(obere Schneide- und Eckzähne)
REF 58 77 55	GX7	(obere Prämolaren)
REF 58 77 60	GX13	(untere Prämolaren, Schneide- und Eckzähne)
REF 58 77 65	GX17	(obere Molaren rechts)
REF 58 77 70	GX18	(obere Molaren links)
REF 58 77 75	GX22	(untere Molaren)
REF 58 77 80	GX33A	(untere Wurzeln)
REF 58 77 85	GX51A	(obere Wurzeln)
REF 58 77 90	GX67A	(Weisheitszähne Oberkiefer)
REF 58 77 95	GX79	(Weisheitszähne Unterkiefer)
REF 58 78 00	GX86C	(Molaren Unterkiefer)
REF 58 78 05	GX136	(untere Wurzelreste)
REF 58 78 10	GX152	(obere Wurzelreste)



Die offene Griffstruktur reduziert das Gewicht* der Zange und ermöglicht eine gute Durchspülung insbesondere bei der thermischen Aufbereitung.

* (ca. 35% Gewichtsreduzierung gegenüber Standard-Zahnzangen aus unserem Programm)



Carpule Syringe with aspiration 1950
Zylinderampullenspritze mit Aspiration
 Mit drei Aspirationshaken und Arretierung.

pro Stück

REF 20 71 05



Ein bisher nicht erkanntes Risiko bei der Aufbereitung Ihrer Zylinderampullenspritze ist der feine Kanal im Inneren des Spritzenkopfes. Mit der neu entwickelten DBGM patentierten Zylinderampullenspritze mit teilbarem Spritzenkopf ist eine perfekte Aufbereitung möglich.

Geeignet für die Thermodesinfektion und autoklavierbar bei 134°C.

Cartridge Syringe Self Aspirating 1954 ME
Zylinderampullenspritze Selbstaspirierend, Rostfreier Stahl

Spritzenkopf mit zerlegbarem Nadelführungskopf.
 Hergestellt aus medizinischem Edelstahl.

pro Stück

REF 20 71 10



Needle Holder Crile-Wood 1155/15
Nadelhalter, 15 cm

Naht 3/0 - 5/0

Der Crile-Wood ist beliebt für seine Standardgröße und sein schlankes Design. Sein geringes Gewicht macht ihn benutzerfreundlich. Mit Hilfe der Arretierungsoption ist eine Fixierung der Nadel möglich. Das ermöglicht eine effiziente Arbeitsweise.

pro Stück

REF 32 55 05

Needle Holder Crile-Wood 1155/15TC
Nadelhalter, 15 cm
Tungsten Carbide

Naht 3/0 - 5/0

Crile-Wood Nadelhalter mit Hartmetalleinsätzen für längere Lebensdauer. Die goldenen Griffe kennzeichnen diese spezielle Legierung. Die Hitzebeständigkeit ist dadurch deutlich erhöht. Thermodesinfektor (93°C) und bis 180°C sterilisierbar.

pro Stück

REF 32 55 10

Needle Holder Mathieu 1160/14
Nadelhalter, 14 cm

Querschnitt. Naht 3/0 - 5/0

Der Nadelhalter nach Mathieu ist besonders für chirurgische Nähte geeignet, bei denen der Arzt die Nadel häufig einführen muss. Der Nadelhalter hat eine Kreuzverzahnung an den Bracken für besonders sicheren Halt.

pro Stück

REF 32 55 15



Kofferdam

POLO|DENT[®]
DENTAL DAM



KOFFERDAM

PoloDent Dental Dams werden in der Zahnmedizin eingesetzt, um bestimmte Bereiche der Zähne und des Zahnfleisches während der Behandlung zu isolieren. Sie verbessern die Infektionskontrolle, die Sichtbarkeit und die Sauberkeit des Arbeitsbereiches sowie die Patientenerfahrung. Ihr Einsatz ist heute weltweit als Best Practice für alle Arten der Zahnmedizin anerkannt.



Basierend auf Naturkautschuklatex und latexfrei (synthetischer Naturkautschuk). Die Formulierungen für beide Varianten wurden optimiert, um eine hohe Reißfestigkeit und Elastizität zu gewährleisten. Hergestellt nach FDA-Standard.

Es wird **proteinarmer Latex** verwendet, um das Risiko einer Empfindlichkeit zu minimieren. Unsere latexfreien Dämme verwenden eine speziell synthetisierte Version des Naturkautschukmoleküls, die den physikalischen Eigenschaften von Naturkautschuk sehr nahe kommt, aber keine Proteine enthält.



Dental Dam Blue Non Latex

Kofferdam blau, Latexfrei
6"x6" (152 mm x 152 mm)
Zugfestigkeit: 12 MPa

Packung à 20 Stück

REF 34 39 00 **medium**
REF 34 39 05 **heavy**



Dental Dam Green Latex

Kofferdam grün, Latex
6"x6" (152 mm x 152 mm)
Zugfestigkeit: 20 MPa

Packung à 36 Stück

REF 34 39 10 **medium**
REF 34 39 15 **heavy**

Mittlere Stärke = 0,18-0,23 mm
Hohe Stärke = 0,23-0,28 mm



Stifte für Füllungs- & Zahnaufbauten

POLO|DENT®
P I N S & P O S T S

STIFTE FÜR FÜLLUNGS- & ZAHNAUFBAUTEN

Der Stiftaufbau ist eine zahnärztliche Restauration, mit der die Krone eines wurzelbehandelten und kariös zerstörten Zahnes wiederhergestellt wird, wenn ein adhäsiver Aufbau nicht mehr möglich ist.

Bei großen Füllungen werden Stifte auch zur Verstärkung der Restauration eingesetzt.

GLASSIX+plus

PoloDent Glassix +Plus ist die neueste Generation von hoch röntgendichten und lichtleitenden Glasfaserstiften. Anatomisch geformt eignen sie sich für Wurzelkanäle (zylindrisch-konisch), eine Farbkodierung sorgt für eine einfache Identifizierung und mechanische Retentionen in 4 verschiedenen Größen.

Indikation: Für corona-radikuläre Wiederaufbauten.

Vorteile:

- Optimale Röntgensichtbarkeit (350% Al.).
- Lichtdurchlässig für die Anwendung dualhärtender Harzzemente.
- Anatomisch geformt mit einer schraubenartigen Struktur - gedrehte Rillen - welche mechanische Retentionen ohne Bruchstellen bietet.
- Elastizität zum natürlichen Dentin (20 Gpa).
- Verstärkte mechanische Eigenschaften (1500 Mpa).
- Ästhetisch dank seiner transluzenten Substanz.
- 100% biokompatibel.
- Epoxy frei.

Glassix +Plus Fiber Posts

Intro Kit

bestehend aus:

- 5 Fiber Post Nr.1 (Ø 1,2 – 0,6 + Reamer)
- 5 Fiber Post Nr.2 (Ø 1,5 – 0,8 + Reamer)
- 5 Fiber Post Nr.3 (Ø 1,8 – 0,9 + Reamer)
- 5 Fiber Post Nr.4 (Ø 2,0 – 1,0 + Reamer)
- 1 Pilot Reamer


REF 69 24 00



Refill

Packung à 10 Stück

- REF 69 24 05 **Nr. 1 (Ø 1,2-0,6 mm)**
REF 69 24 10 **Nr. 2 (Ø 1,5-0,8 mm)**
REF 69 24 15 **Nr. 3 (Ø 1,8-0,9 mm)**
REF 69 24 20 **Nr. 4 (Ø 2,0-1,0 mm)**



Glassix +Plus Fiber Post Reamer

Packung à 3 Stück

- REF 69 24 50 **Nr. 1 (Ø 1,2-0,6 mm)**
REF 69 24 55 **Nr. 2 (Ø 1,5-0,8 mm)**
REF 69 24 60 **Nr. 3 (Ø 1,8-0,9 mm)**
REF 69 24 65 **Nr. 4 (Ø 2,0-1,0 mm)**



Glassix +Plus Pilot Reamer

Packung à 3 Stück

REF 69 24 75



Screw Post Reamer

Screw Post Bohrer, Sortiment

Packung à 6 Stück

REF 69 12 00 kurz S-1-6

REF 69 12 05 lang L-1-6



Screw Post Key

pro Stück

REF 69 17 00 Kreuzschlüssel

REF 69 17 05 Vierkantschlüssel



Screw Posts Goldplated

Screw Posts vergoldet, Sortiment

bestehend aus:

- 20x 3 Screw Posts
- 1 Screw Post Vierkantschlüssel
- 1 Screw Post Kreuzschlüssel

REF 69 00 00

Screw Posts Goldplated

Screw Posts vergoldet

Packung à 12 Stück

REF 69 00 05 S-1 (8x1,05 mm)



REF 69 00 10 S-2 (8x1,20 mm)



REF 69 00 15 S-3 (8x1,35 mm)



REF 69 00 20 S-4 (8x1,50 mm)



REF 69 00 25 S-5 (8x1,65 mm)



REF 69 00 30 S-6 (8x1,80 mm)



REF 69 00 35 M-1 (9,5x1,05 mm)



REF 69 00 40 M-2 (9,5x1,20 mm)



REF 69 00 45 M-3 (9,5x1,35 mm)



REF 69 00 50 M-4 (9,5x1,50 mm)



REF 69 00 55 M-5 (9,5x1,65 mm)



REF 69 00 60 M-6 (9,5x1,80 mm)



REF 69 00 65 L-1 (12x1,05 mm)



REF 69 00 70 L-2 (12x1,20 mm)



REF 69 00 75 L-3 (12x1,35 mm)



REF 69 00 80 L-4 (12x1,50 mm)



REF 69 00 85 L-5 (12x1,65 mm)



REF 69 00 90 L-6 (12x1,80 mm)



REF 69 00 95 XL-4 (14x1,50 mm)



REF 69 01 00 XL-6 (14x1,80 mm)



Screw Posts Titanium

Screw Posts Titan, Sortiment

bestehend aus:

- 20x 3 Screw Posts
- 1 Screw Post Vierkantschlüssel

REF 69 06 00

Screw Posts Titanium

Screw Posts Titan

Packung à 6 Stück

REF 69 06 05 S-1 (8x1,05 mm)



REF 69 06 10 S-2 (8x1,20 mm)



REF 69 06 15 S-3 (8x1,35 mm)



REF 69 06 20 S-4 (8x1,50 mm)



REF 69 06 25 S-5 (8x1,65 mm)



REF 69 06 30 S-6 (8x1,80 mm)



REF 69 06 35 M-1 (9,5x1,05 mm)



REF 69 06 40 M-2 (9,5x1,20 mm)



REF 69 06 45 M-3 (9,5x1,35 mm)



REF 69 06 50 M-4 (9,5x1,50 mm)



REF 69 06 55 M-5 (9,5x1,65 mm)



REF 69 06 60 M-6 (9,5x1,80 mm)



REF 69 06 65 L-1 (12x1,05 mm)



REF 69 06 70 L-2 (12x1,20 mm)



REF 69 06 75 L-3 (12x1,35 mm)



REF 69 06 80 L-4 (12x1,50 mm)



REF 69 06 85 L-5 (12x1,65 mm)



REF 69 06 90 L-6 (12x1,80 mm)



REF 69 06 95 XL-4 (14x1,50 mm)



REF 69 07 00 XL-6 (14x1,80 mm)



Multifunction Syringe

Multifunktionsspritze

- 360° Tip-Rotation für schwer zugängliche Stellen.
- Exakte Luft- und Wasserkontrolle.
- Grazil und ergonomisch für bessere Sichtverhältnisse.
- Einweg-Tips garantieren eine schnelles Handling beim Patientenwechsel.
- Einweg-Tips reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination.

pro Stück

REF 51 92 05



POLO DENT[®]
HANDPIECES

Sleeves for Multifunction Syringe

Schutzhüllen für Multifunktionsspritze

26x6,5 cm

Packung à 500 Stück

REF 45 20 25



Spray Tips Small

Einwegansätze für Luft/Wasserspritze

Packung à 125 Stück

Lang (80 mm):

REF 51 92 10 **weiß**

REF 51 92 26 **Sortiment**

Kurz (65 mm):

REF 51 92 27 **weiß**

REF 51 92 28 **Sortiment**



Merkmale und Vorteile:

- Flexibel - einfacher Zugang.
- Sofortige, leckagefreie Trockenluft.
- Bessere Sichtbarkeit - kleine Größe und ergonomisches Design für gute Sichtbarkeit.
- Einwegspitzen für eine schnelle Reinigung vor dem nächsten Patienten.
- Verhindert Kontamination.

Universal Oil Spray

Universal-Spray Für die Wartung aller zahnärztlichen Handstücke, einschließlich Hochgeschwindigkeits-, Langsamlauf- und Druckluftmotoren.

Dose à 500 ml

REF 51 86 00





Polierer

POLO | DENT[®]
POLISHING

POLIERER

Bei der Politur in der Zahnmedizin handelt sich um eine Oberflächenveredelung, die durch Glätten und Schleifen an Zahnoberflächen und Zahnfüllungen vorgenommen wird. Der Zahnarzt verwendet dafür spezielle Politurinstrumente sowie eine Politur. Die Politur sorgt nicht nur für ein strahlendes Lächeln, sondern in Kombination mit einer professionellen Zahnreinigung auch für einen frischen Atem und beugt Karies vor.

PoloFlex Strips

4x150 mm

Packung à 50 Stück

REF 73 29 50 **Polierstreifen (x-fein/fein)**

REF 73 29 55 **Finierstreifen (mittel/grob)**



PoloFlex Pop-On 2.0 Discs 9,5 mm

Kit

bestehend aus:

- 4x 10 Scheiben à 9,5 mm (x-fein, fein, mittel, grob)
- 1x Mandrell

REF 72 94 02

PoloFlex Pop-On 2.0 Discs 12,7 mm

Kit

contains:

- 4x 10 Scheiben à 12,7 mm (x-fein, fein, mittel, grob)
- 1x Mandrel


REF 72 94 04

PoloFlex Pop-On Discs 9,5 mm

refill

Packung à 50 Stück

REF 72 94 06 **x-fein**
REF 72 94 08 **fein**
REF 72 94 10 **mittel**
REF 72 94 12 **grob**




PoloFlex Pop-On Discs 12,7 mm

refill

Packung à 50 Stück

REF 72 94 14 **x-fein**
REF 72 94 16 **fein**
REF 72 94 18 **mittel**
REF 72 94 20 **grob**



PoloFlex Pop-On Mandrelle

Packung à 10 Stück

REF 72 94 22

PROPHY CUPS

POLIERNÄPFCHEN



Non Latex Screw-Type

Latexfrei, Schraubtyp

Packung à 36 Stück

- REF 74 05 72 **rosa, weich**
 REF 74 05 73 **violett, medium**
 REF 74 05 74 **blau, hart**



Non Latex Snap-On

Latexfrei, Snap-On

Packung à 36 Stück

- REF 74 05 75 **rosa, weich**
 REF 74 05 77 **violett, medium**
 REF 74 05 80 **blau, hart**



Non Latex RA

Latexfrei, RA

Packung à 36 Stück

- REF 74 05 85 **weiß, medium**
 REF 74 05 90 **rosa, weich**
 REF 74 05 92 **violett, medium**
 REF 74 05 95 **blau, hart**



PROPHY BRUSHES

POLIERBÜRSTCHEN

Pencil Screw-Type

Pensil Schraubtyp

Packung à 36 Stück

Natur

- REF 74 36 05 **schwarz**

Nylon

- REF 74 36 07 **violett, medium**
 REF 74 36 08 **blau, hart**



Pencil RA Black

Pensil RA schwarz

Packung à 36 Stück

Natur

- REF 74 36 15



Pencil RA

Pensil RA

Packung à 10 Stück

Nylon

- REF 74 36 30 **rosa, weich**
 REF 74 36 31 **violett, medium**
 REF 74 36 32 **blau, hart**



Cup RA weiß

Kelche RA

Packung à 10 Stück

- REF 74 36 20 **Natur**
 REF 74 36 25 **Nylon**



Junior Cup Screw-Type

Kelch Junior Schraubtyp

Packung à 36 Stück

Nylon

- REF 74 36 10 **rosa, weich**
 REF 74 36 11 **violett, medium**
 REF 74 36 12 **blau, hart**



Junior Cup RA

Kelch Junior Schraubtyp

Packung à 10 Stück

Nylon

- REF 74 36 35 **rosa, weich**
 REF 74 36 36 **violett, medium**
 REF 74 36 37 **blau, hart**





Occlusal Brushes RA

Packung à 10 Stück

- REF 74 36 40 **Kelch**
REF 74 36 41 **Pensil**
REF 74 36 42 **Spitze**



Dia Brushes RA Diamond

Packung à 10 Stück

- REF 74 36 45 **Kelch**
REF 74 36 46 **Pensil**
REF 74 36 47 **Spitze**



Microtuft RA weiß Nylon

Packung à 10 Stück

REF 74 36 50



PROPHY POINTS POLIERSPITZEN

Polishing Points 'EVE' RA W1

Weiß Flamme

Packung à 12 Stück

REF 72 67 75



MANDRELS

Mandrels RA Screw-Type 14 mm

Mandrelle, Schraubtyp

Packung à 12 Stück

REF 74 81 50



Mandrels

Mandrelle

Packung à 10 Stück

REF 74 81 55 **Snap-On Schraubtyp**

REF 74 81 60 **RA Snap-On**



Zircon Prophy Paste

Polierpaste

für die professionelle Zahnreinigung auf Basis von Zirkoniumsilikat.

Tube à 170 g

REF 73 80 80

- Entfernt wirksam Zahnbelag und Verfärbungen für professionelle Zahnreinigung und Prophylaxe.
- Optimierte Reinigung und Abrasion.
- Angenehm frischer Minzgeschmack.
- Optimierte Thixotropie für perfekte Applikation.
- RDA ~150.
- Die Paste spritzt nicht und trocknet nicht aus.
- Bestehend aus 0.2% Natriumfluorid für optimale Remineralisierung.
- Cremefarben.



Prophylaxis Powder Classic

Prophylaxepulver, Supragingival

Auf Basis von Natriumhydrogencarbonat.

Die durchschnittliche Korngröße beträgt 40 µm.

Packung à 300 g

REF 52 02 00 **Mint**

REF 52 02 05 **Lemon**

REF 52 02 10 **Cherry**

REF 52 02 15 **Cassis**



Prophy Perio Plus

Prophylaxepulver, Supra- & Subgingival

Auf Tagatose-Basis. Die durchschnittliche Korngröße beträgt 15 µm.

Packung à 120 g

REF 52 02 30

Subgingivale Anwendung:

- Entfernung von periodontalen Biofilmen.
- Implantatreinigung.
- Unterstützung nach einer Parodontitis-Behandlung.

Supragingivale Anwendung:

- Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus.
- Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen.
- Endpolitur der Zähne ist überflüssig.
- Anwendbar für die regelmäßige prophylaktische Behandlung.



Pumice Powder

Bimssteinpulver

Packung à 1000 g

REF 73 80 50



PoloDent Bimssteinpulver ist ein hellgraues, geruchloses Polierpulver, das Plaque und Verfärbungen am Zahn entfernt.

Das PoloDent Bimssteinpulver hat eine mittlere Körnung zwischen 0 und 300 µm.

Bimssteinpulver ist ein Naturprodukt und stellt keine Gefahr für die Umwelt dar.

PoloTemp Automix

Selbstanmischendes, provisorisches Kronen- und Brückenmaterial (10:1)

PoloDent PoloTemp ist ein temporäres Kronen- und Brückenmaterial auf Basis multifunktionaler Methacrylate. Einfach anzuwenden in den praktischen Automix-Kartuschen. Es wird zur Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken, Inlays, Onlays und Veneers eingesetzt. Aufgrund seiner hohen Endhärte und Elastizität ist es hervorragend bei großen Brücken und als Langzeitprovisorium geeignet. Überzeugende Ästhetik durch seine fluoreszierenden Eigenschaften.

bestehend aus 50 ml + 12 Mischkanülen

REF 62 00 45 **A1**
REF 62 00 50 **A2**
REF 62 00 55 **A3**
REF 62 00 60 **A3,5**
REF 62 00 65 **B1**



POLO DENT[®]
RESINS

Merkmale und Vorteile:

- Hohe Bruchsicherheit.
- Methylmethacrylatfrei.
- Geringer Temperaturanstieg beim Aushärten.
- Natürliche Fluoreszenz.
- Leicht zu trimmen und zu polieren.
- Einfache Automix-Anwendung.
- Zuverlässig.
- Für Kronen und Brücken.
- Keine Irritationen.
- Natürliche Ästhetik.
- Leichte Handhabung.

PoloTemp Automix hat ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, die mit den Materialien der führenden Wettbewerber auf dem Markt vergleichbar oder besser sind.

Dies gewährleistet eine sehr gute klinische Leistung.



Reinigung & Desinfektion

POLO|DENT[®]
H Y G I E N E



REINIGUNG & DESINFEKTION

PoloDent verfügt über ein breit einsetzbares Sortiment an Reinigungs- und Desinfektionsprodukten, konzentriert oder gebrauchsfertig, als Spray oder Ampulle, probiotisch oder alkoholfrei. Wenn es um einen sauberen Arbeitsplatz geht, hat PoloDent, was Sie brauchen!



POLODENT PROBIOTIC PRODUCTS

WARUM PROBIOTIC CLEANER?

PoloDent Probiotic-Produkte enthalten lebende Bakterienkulturen, die aktiv Schmutz und Gerüche abbauen und so eine gründliche Reinigung ermöglichen. Das natürliche Gleichgewicht wird wiederhergestellt und das Risiko von Infektionen in Ihrer Praxis wird gesenkt.

Des Weiteren haben die lebenden Bakterien den Vorteil dass sie eine Vielzahl von Stoffwechselwegen haben, die es Ihnen ermöglichen, sich an unterschiedliche Bedingungen anzupassen. Sie behalten somit auch bei weiderholtem Einsatz Ihre Wirkung und eine Resistenzbildung wird verhindert.

Probiotische Reinigungsmittel sind biologisch abbaubar und belasten die Umwelt nicht langfristig.

Probiotic Hand Cleaner Probiotischer Handreiniger

Der revolutionäre probiotische Handreiniger von PoloDent schafft eine gesunde und stabile Mikroflora auf der Haut. Es reinigt effektiv und verbessert die Handhygiene. Sanft zur Haut und zum häufigen Gebrauch geeignet.

- Effiziente Schmutzentfernung und Entfettung.
- Schafft eine ausgewogene Mikroflora auf den Händen für einen langfristigen Schutz.
- Lang anhaltende Wirkung auf der Haut.
- Hilft, den natürlichen Säuregehalt zu erhalten.

Flasche à 2,5 Liter

REF 82 01 55




Probiotic Suction Cleaner Probiotischer Sauchanlagenreiniger

Probiotic Suction Cleaner ist eine konzentrierte und intensiv wirksame probiotische Reinigungsflüssigkeit für Speichelabsaugsysteme, Amalgamabscheider und Spucknapfe (Spucknapfe) in Zahnarztpraxen.

- Entfernt effizient alle Verunreinigungen und hält den Tank und die Leitungen sauber.
- Verhindert die Bildung eines Biofilms und reduziert das Risiko von schädlichen Keimen im System.
- Verhindert die Bildung von unangenehmen Gerüchen.
- Hat eine lange Nachwirkung und ist vollständig biologisch abbaubar.

Flasche à 2,5 Liter

REF 83 00 40



Probiotic Surface Cleaner Probiotischer Oberflächenreiniger

Der probiotische Allzweckreiniger wird als Konzentrat ausgeliefert. Es ist vollständig biologisch abbaubar. Nach Herstellung der gebrauchsfertigen Lösung kann diese auf allen wasserfesten Oberflächen angewendet werden. Einschließlich Fußböden, Bädern, Büromöbeln, Türen, Wänden und Fenstern. Mit der starken Dreifachwirkung sorgt es für eine lang anhaltende Wirkung für optimale Hygiene.

- Oberflächen werden porentief gereinigt.
- Unangenehme Gerüche werden beseitigt.
- Wiederherstellung einer gesunden und sicheren Mikroflora auf Oberflächen.

Flasche à 2,5 Liter

REF 83 00 20

Probiotic Surface Cleaner Probiotischer Oberflächenreiniger, Ampullen

- Füllen Sie die Sprühflasche mit Wasser.
- Leeren Sie eine Ampulle in die Sprühflasche.

Packung à 10x 10 ml

REF 83 00 22

REINIGUNGS- & DESINFEKTIONSFLÜSSIGKEITEN



Flasche à 2,5 Liter

Instrument Disinfection Instrumentendesinfektion, Konzentrat, 2% oder 4% Lösung

Desinfektionskonzentrat für Instrumente, Bohrer, endodontische Instrumente und Gegenstände. Chlorid-, aldehyd- und phenolfrei mit einer breiten Materialverträglichkeit und einer breiten mikrobiologischen Wirksamkeit.

REF 83 00 05



Ultrasonic Cleaner Instrumentenreiniger für Ultraschallbad, Konzentrat, 3% Lösung

Enzymbasiertes Konzentrat zur Vorreinigung und Dekontamination nicht poröser Oberflächen von Handinstrumenten und Zangen, rotierenden Instrumenten, Spiegeln usw. Zur Verwendung im Ultraschallbad. Speziell für den Einsatz im medizinischen und zahnmedizinischen Bereich entwickelt.

REF 83 00 07

Surface Disinfection Oberflächendesinfektion Alkoholfrei Gebrauchsfertig

Speziell formuliert für den Einsatz im medizinischen und zahnmedizinischen Bereich. Zur Oberflächendesinfektion von medizinischen Geräten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Behandlungsstühle, Untersuchungsleuchten und Patiententransportmittel. Nicht für die Verwendung auf medizinischen und zahnmedizinischen Instrumenten vorgesehen.

REF 83 00 26



Bur Disinfection Bohrerdesinfektion, Konzentrat, 4% Lösung

Desinfektionskonzentrat für rotierende Instrumente wie Bohrer, Diamanten und Polierern. Chlorid-, aldehyd- und phenolfrei.

REF 83 00 15

Suction Disinfection Absauganlagendesinfektion, Konzentrat, 2% Lösung

Für die tägliche Reinigung und Pflege von zahnärztlichen Absauganlagen. Kann für alle Absaugsysteme verwendet werden.

REF 83 00 30

Surface Disinfection Spray Oberflächendesinfektions-Spray, Gebrauchsfertig

Schnell wirksames Spray für Flächen von nicht-invasiven medizinischen Geräten. Alkohol wird nicht für den Einsatz bei zahnmedizinischen/medizinischen Instrumenten empfohlen.

Flasche à 1 Liter

REF 83 00 24

Spray Bottle Zerstäuber leer

pro Stück

REF 83 00 28



Die PoloDent Sprühflasche dient zur Aufnahme von probiotischen, reinigenden oder desinfizierenden Flüssigkeiten (separat erhältlich), bis zu 500 ml. Die Düse des Sprühkopfes ist regulierbar.



OBERFLÄCHEN REINIGUNGS- & DISINFEKTIONSTÜCHER

Desinfektionstücher, mit Alkohol

12x 100 Stück + 1 Spenderdose
(Größe 18,5x13,5 cm)

REF 82 90 10 **Lemon**

REF 82 90 20 **Neutral**

Desinfektionstücher, mit Alkohol Maxi

6x 200 Stück + 1 Spenderdose
(Größe 20x22 cm)

REF 82 90 60 **Lemon**

REF 82 90 70 **Neutral**

Desinfektionstücher, Alkoholfrei, Minze

12x 100 Stück + 1 Spenderdose
(Größe 18,5x13,5 cm)

REF 82 90 40

Desinfektionstücher, Alkoholfrei Maxi, Minze

6x 200 Stück + 1 Spenderdose
(Größe 20x22 cm)

REF 82 90 90



Distilled Water

Destilliertes Wasser

Kanister à 5 Liter

REF 84 18 95

AquaPur

Demineralisiertes Wasser, 0,5 µS bei Abfüllung.

Kanister à 5 Liter

REF 84 18 92



Spiritus Ketonatus

Denaturierten Alkohol

Flasche à 1 Liter

REF 82 55 80 **Dilutus 70%**

REF 82 55 90 **Fortior 96%**



Self-Sealing Sterilization Pouches

Sterilisationsbeutel mit selbstklebendem Verschluss

Packung à 200 Stück

REF 84 18 72	55x105 mm
REF 84 18 74	70x228 mm
REF 84 18 76	83x133 mm
REF 84 18 80	90x230 mm
REF 84 18 85	132x254 mm
REF 84 18 86	190x280 mm
REF 84 18 87	252x350 mm
REF 84 18 88	300x430 mm



Thermal Sealer

Thermisches Versiegelungsgerät
inklusive Rollenhalter

pro Stück

REF 84 19 90

- Konstante Temperatur.
- Siegelbreite 12 mm.
- Siegellänge 300 mm.
- Mit Schneidvorrichtung.
- 2-farbige Kontrollleuchte; Rot = Fehler; Grün = OK
- Fester Folienrollenhalter.
- Maße ohne Rollen; 307 mm (H) x 452 mm (B) x 412 mm (T).



Sterilization Reels

Sterilisationsrolle

pro Stück

REF 84 19 60	50 mm x 200 m
REF 84 19 65	75 mm x 200 m
REF 84 19 70	100 mm x 200 m
REF 84 19 75	150 mm x 200 m
REF 84 19 80	200 mm x 200 m
REF 84 19 83	250 mm x 200 m

Bur Disinfection Box

Autoklavierbare Bohrer-Reinigungsbox mit Innenfilter

REF 83 52 10

Reinigungsbox aus Kunststoff, mit herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhaltes. Gebrauchte Instrumente können durch eine Aussparung im Deckel eingeworfen werden. Die Aussparung ist mit einer abnehmbaren Kunststoffkappe verschlossen.

- Autoklavierbar bis 140°C.
- Ø 8,5 cm (ohne Deckel).
- Höhe 8 cm.



Instrument Disinfection Box

Instrumentenwanne

Maße: 26 (L) x 11 (B) x 8 (H) cm

pro Stück

REF 83 00 50

Die PoloDent Instrumenten-Desinfektionsbox ist mit einer Hebevorrichtung und einem Handgriff ausgestattet. Sie ist bis zu 60°C hitzebeständig. Nicht autoklavierbar. Für alle Reinigungsflüssigkeiten geeignet.

Die Wanne hat ein Fassungsvermögen von 1,2 Litern. Es finden Instrumente bis zu 1,5 kg in der Wanne Platz!



PoloMatrix Sectional Matrix System Vorgeformte Matrizenbänder

Bulk Kit

bestehend aus:

- 50 Matrizenbänder 4,5 mm
- 50 Matrizenbänder 5,5 mm
- 50 Matrizenbänder 6,5 mm

REF 63 01 12

Refill

Packung à 50 Stück

REF 63 01 14 3,5 mm

REF 63 01 16 4,5 mm

REF 63 01 18 5,5 mm

REF 63 01 20 6,5 mm

REF 63 01 22 7,5 mm



Merkmale und Vorteile:

Die vorgeformten, 35 Mikrometer dicken Edelstahl-Matrixbänder von PoloDent bieten außergewöhnliche Qualität ohne die hohen Kosten!

Bei der Entwicklung wurde die natürliche Anatomie der Zähne berücksichtigt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Matrix Bands Tofflemire Matrizenband Rostfreier Stahl, Erwachsene

Packung à 12 Stück

x-dünn, 0,035 mm

REF 63 00 55 Nr.1

REF 63 00 65 Nr.2


REF 63 00 75 Nr.3

dünn, 0,05 mm

REF 63 00 50 Nr.1

REF 63 00 60 Nr.2

REF 63 00 70 Nr.3



Matrix Bands Tofflemire Matrizenband, Rostfreier Stahl, Kind

Packung à 12 Stück

x-dünn, 0,035 mm


REF 63 00 90 Nr.13

dünn, 0,05 mm

REF 63 00 85 Nr.13

REF 63 00 95 Nr.14

REF 63 01 00 Nr.15



Matrix Bands Matrizenband Rostfreier Stahl

Packung à 12 Stück

Molaren dünn, 0,05 mm


REF 63 00 00 Nr.1, medium

REF 63 00 05 Nr.1, wide

Prämolaren dünn, 0,05 mm

REF 63 00 10 Nr.4, medium

REF 63 00 15 Nr.5, wide



Matrix Bands Roll Matrizenband Rolle, Rostfreier Stahl

Packung à 1 Meter

REF 63 68 85 5x0,05 mm

REF 63 68 90 6x0,05 mm

REF 63 68 95 7x0,05 mm






Wedges







Röntgen

POLO|DENT[®]
X - R A Y

RÖNTGEN

Röntgenaufnahmen zur Diagnose von verborgenen Zahnstrukturen, bösartigen oder gutartigen Massen, Knochenschwund und Karies. PoloDent bietet Röntgenprodukte an, die universell und für die meisten Röntgengeräte und -aufbauten einsetzbar sind.

Phosphor Sleeves

Phosphor Schutzhüllen

Packung à 300 Stück

mit Rahmen:

REF 86 41 05 Größe 2 (31x41 mm)
REF 86 41 10 Größe 1 (24x40 mm)

ohne Rahmen:

REF 86 41 13 Größe 3 (27x54 mm)
REF 86 41 15 Größe 2 (31x41 mm)
REF 86 41 20 Größe 1 (24x40 mm)
REF 86 41 22 Größe 0 (22x35 mm)

Geeignet für
Digora FMX

Geeignet für
Vistascan,
Digora Optime
& Gendex



Bite Covers

Biss-Schutz für Phosphorplatten

Packung à 250 Stück

REF 86 41 45 Größe 0
REF 86 41 50 Größe 1
REF 86 41 60 Größe 2
REF 86 41 65 Größe 3



Der PoloDent Biss-Schutz schützt Ihre Phosphorplatten effektiv vor Kratzern und verlängern dadurch deren Lebensdauer. Für alle Sensoren (Digora, Dürr, Gendex) geeignet.

Cassettes

Kassetten für Phosphorplatten

Packung à 250 Stück

REF 87 30 80 Größe 1
REF 87 30 85 Größe 2



- Keine beschädigten Phosphorplatten mehr.
- Schutzhüllen sind unnötig.
- Nach Desinfektion wiederverwendbar.

Phosphor Plate Holders

Phosphorplatten-Halter Positioning Pack

bestehend aus:

- 2 Bitewing Filmhalter
- 4 Posterior/Periapical Filmhalter
- 2 Phosphorplatten-Kassetten Größe 1
- 2 Phosphorplatten-Kassetten Größe 2
- 1 Positionierungsring
- 1 Poster zur Anwendung

REF 87 30 75



Phosphor Plate Holders

Die Phosphorplatten-Halter dienen der Positionierung und Ausrichtung Ihrer Phosphorplatten. Durch die Verwendung der Kassetten bleiben Ihre Sensoren geschützt und Schäden werden minimiert.

Phosphor Plate Holders, mit Clip

Phosphorplatten-Halter Intro Pack

bestehend aus:

- 2 Bitewing Filmhalter
- 4 Posterior Filmhalter
- 1 Positionierungsring
- 50 Clips

REF 87 32 05

Phosphorplatten-Halter Positioning Pack

bestehend aus:

- 4 Bitewing Filmhalter
- 6 Posterior Filmhalter
- 1 Positionierungsring

REF 87 32 10

Phosphorplatten-Halter mit Clip


Diese Phosphorplatten-Halter haben das innovative Clip-System. Eine exakte Methode zur Herstellung von aussagekräftigen Röntgenbildern.

Alle PoloDent Halter können mit dem Positionierungsring (Art.Nr. 87 30 90) verwendet werden.

Phosphor Plate Holder Clips Clips für Phosphorplatten-Halter

Packung à 300 Stück

REF 87 32 15



Positioning Ring Positionierungsring

Packung à 5 Stück

REF 87 30 90



Sensor Holders

Sensorenhalter Intropack

bestehend aus:

- 1 Bitewing Filmhalter
- 2 Periapical Filmhalter; UR, UL
- 2 Posterior Filmhalter; UR, UL
- 2 Endo Filmhalter; UR, UL
- 1 Positionierungsring
- 1 Poster zur Anwendung
- 50 Schutzhüllen

REF 87 30 05 Größe 1 (2x3 cm)

REF 87 30 50 Größe 2 (3x4 cm)



- Geeignet für alle kabelgebundenen Sensoren.
- Bis zu 30% mehr Darstellung der Zähne bei Bissflügel-Aufnahmen, dank dünner Aufbissfläche.
- Durch die optimale Positionierung wird auch der Zahnzwischenraum gut dargestellt.
- Benutzerfreundliche Anwendung.
- Die Halter sind sowohl für den Ober- als auch den Unterkiefer geeignet.

Sensorenhalter Refill

- REF 87 30 10 Bitewing Größe 1 (10 Stück)
- REF 87 30 15 Periapical Größe 1 (2x 5 Stück)
- REF 87 30 20 Posterior Größe 1 (2x 5 Stück)
- REF 87 30 25 Endo Größe 1 (2x 3 Stück)
- REF 87 30 55 Bitewing Größe 2 (10 Stück)
- REF 87 30 60 Periapical Größe 2 (2x 5 Stück)
- REF 87 30 65 Posterior Größe 2 (2x 5 Stück)
- REF 87 30 70 Endo Größe 2 (2x 3 Stück)

Foam Bite Blocks

Schaumstoff-Blöcke, selbstklebend

Packung à 200 Stück

REF 87 31 00

- Selbstklebender Filmhalter aus Schaumstoff (Patientenfreundlich).
- Geeignet für Front-, Seitenzahn- und Bissflügel-Aufnahmen.
- Hervorragende Haftung an konventionellen Röntgenfilmen oder Sensor-Schutzhüllen!



OPG Bite Block Sleeves

Schutzhüllen für OPG-Aufbissblöcke

Packung à 500 Stück

REF 86 41 85 Größe 1 (21x46 mm)

REF 86 41 90 Größe 2 (40x70 mm)

Die OPG Bite Block Schutzhüllen sind für alle OPG-Aufbissstücke und Anlagesegmente geeignet. Sie bestehen aus strukturiertem Vinyl und sind robust genug dem Aufbissdruck der Patienten stand zu halten.

Sensor Sleeves

Einweg-Sensorabdeckungen

Packung à 300 Stück

REF 87 31 05 Größe 1 (31x150 mm)

REF 87 31 50 Größe 2 (37x150 mm)



- Geeignet für alle Sensoren und Phosphorplatten (2x3 cm und 3x4 cm).
- Sehr weiches, aber stabiles Material mit abgerundeten Ecken für optimalen Patientenkomfort.
- Die angeraute Struktur der Schutzhülle macht das Einschieben des Sensors leichter.



Einwegartikel

YELLOW POINT®

YELLOW POINT

Yellow Point bietet eine Reihe von Qualitätsprodukten zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Sortiment wird ständig um neue Produkte von höchster Qualität erweitert.

Non Woven Swabs Vliesstoff-Kompressen 4-lagig

Packung à 100 Stück

REF 43 43 00 **5x5 cm**
REF 43 43 05 **10x10 cm**



Yellow Point Non Woven Swabs unsteril sind sehr saugfähig und damit für das Aufsaugen von Körperflüssigkeiten geeignet (auch nach Extraktionen). Sie haften nicht an Wunden und bilden eine saubere Barriere zwischen der Wunde und der Aussenwelt. Die Kompressen sind 4-lagig. Farbe: weiß.

Yellow Point Gauze Swabs steril sind sehr saugfähig und damit für das Aufsaugen von Körperflüssigkeiten geeignet (auch nach Extraktionen). Sie haften nicht an Wunden und bilden eine saubere Barriere zwischen der Wunde und der Aussenwelt. Die Kompressen sind 12-lagig. Farbe: weiß.



Gauze Swabs Sterile Gazekompressen steril 12-lagig, hoch absorbierend

Packung à 100x 1 Stück

REF 43 47 50

Flexible Saliva Ejectors Speichelsauger flexibel

Packung à 100 Stück

REF 43 78 25 **transparent**
REF 43 78 26 **weiß**
REF 43 78 27 **blau**
REF 43 78 28 **grün**
REF 43 78 29 **gelb**
REF 43 78 30 **orange**
REF 43 78 35 **lavendel**
REF 43 78 37 **limette**



Die Speichelsauger von Yellow Point haben eine abnehmbare Kappe. Sie sind biegsam und durch die fest verschweißte Drahteinlage formstabil. Es handelt sich um ein Einweg-Produkt!

Maße:
Länge mit Kappe: 12,5 cm
Länge ohne Kappe: 11,8 cm
Durchmesser: 6,5 mm

Plastic Cups Mundspülbecher 150 cc

Packung à 30x 100 Stück

REF 45 01 36 **weiß**
REF 45 01 37 **gelb**
REF 45 01 38 **grün**
REF 45 01 39 **dunkelblau**
REF 45 01 40 **hellblau**
REF 45 01 41 **rosa**
REF 45 01 43 **lavendel**
REF 45 01 42 **orange**
REF 45 01 45 **limette**



- Einweg-Produkt.
- Durchmesser: 7 cm (oben), 4,5 cm (unten).
- Höhe: 9,3 cm.

Paper Cups Mundspülbecher 180 cc

Packung à 10x 100 Stück

REF 45 01 10



- Einweg-Produkt.
- Durchmesser: 7 cm (oben), 4,5 cm (unten).
- Höhe: 9,3 cm.
- 100% recyclebar.

Hand Towel Roll

Handtuchrollen, 1-lagig

REF 42 40 00 **Mini, 11 Rollen**
REF 42 40 50 **Midi, 6 Rollen**



Diese Mehrzweck Papierwischtücher sind vielseitig einsetzbar sowie das Trocknen der Hände. Es rollt sich innen ab und mit einem entsprechenden Spender kompatibel. Das Papier ist extrem saugfähig.

Mini: 21,5 cm x 120 m.
Midi: 21,5 cm x 275 m.

Hand Towels Interfolded Extra Soft

Handtücher Interfolded, extra weich, 22x42 cm

REF 42 35 50 **2-lagig, 20x 120 Stück**
REF 42 35 60 **3-lagig, 20x 100 Stück**



Hand Towel Dispenser
Handtuchspender,
Maße: 42x29x13,5 cm
pro Stück

REF 42 35 35



Facial Tissues

Kosmetiktücher, 2-lagig, 20x21 cm

Packung à 40x 100 Stück

REF 42 35 00



Poly Coated Headrest Covers

Kopfschutztaschen

Packung à 500 Stück

25x25 cm:

REF 42 71 79 **orange**
REF 42 71 80 **weiß**
REF 42 71 81 **limette**
REF 42 71 82 **rosa**
REF 42 71 83 **pfirsich**
REF 42 71 84 **gelb**
REF 42 71 85 **hellblau**
REF 42 71 86 **grün**
REF 42 71 87 **lavendel**
REF 42 71 88 **dunkelblau**
REF 42 71 89 **aqua**

25x33 cm:

REF 42 72 03 **orange**
REF 42 71 90 **weiß**
REF 42 72 02 **limette**
REF 42 71 99 **rosa**
REF 42 72 01 **pfirsich**
REF 42 71 91 **gelb**
REF 42 71 95 **hellblau**
REF 42 71 96 **grün**
REF 42 72 00 **lavendel**
REF 42 71 97 **dunkelblau**
REF 42 71 98 **aqua**



Die Yellow Point Kopfstützenschoner bestehen aus 2 Lagen Papier und 1 Lage Kunststoff (Polypropylen).

Dental Towels

Patienten-Servietten, 3-lagig,
33x45 cm

Packung à 4x 125 Stück

REF 42 04 05	weiß
REF 42 04 10	gelb
REF 42 04 15	grün
REF 42 04 20	hellblau
REF 42 04 22	dunkelblau
REF 42 04 25	aqua
REF 42 04 30	pfirsich
REF 42 04 35	rosa
REF 42 04 40	lavendel
REF 42 04 45	orange
REF 42 04 50	limette



Yellow Point Patientenservietten schützen den Patienten vor Verunreinigungen durch Speichel und/oder Blut.

Die Patientenservietten sind 3-lagig:

- 2 Lagen Gewebe
- 1 Lage Kunststoff

Maße: 33x45 cm.

Die Verpackung ist wiederverschließbar.

Dental Towel Dispenser

Servietten Spender,
Maße: 20x16x17 cm
pro Stück

REF 42 04 80



Disposable Bib Holders

selbstklebend

Packung à 250 Stück

REF 42 05 35



Serviettenhalter Länge: 43 cm
Serviettenhalter Breite: 2,5 cm

- Einfach anzuwenden.
- Latexfrei und Elastisch.
- Haftet an jeder Serviette.
- Preiswerte und hygienische Alternative zu klassischen Serviettenhaltern

Napkinholder Coloured

Serviettenhalter farbig
pro Stück

REF 42 05 60	rot
REF 42 05 65	weiß
REF 42 05 70	gelb
REF 42 05 75	grün
REF 42 05 80	hellblau
REF 42 05 82	dunkelblau
REF 42 05 85	rosa
REF 42 05 90	lavendel
REF 42 05 95	orange
REF 42 06 00	limette



Napkinholder Chain Model

Serviettenhalter Kugelschleife
pro Stück

REF 42 05 30



Handschuhe mit Aloe Vera, puderfrei

Packung à 100 Stück

Die Aloe-Vera-Beschichtung auf der Innenseite pflegt die Haut und sorgt für einen hautfreundlichen Tragekomfort.

weiß:

REF 44 43 55 **x-small**
REF 44 43 60 **small**
REF 44 43 65 **medium**
REF 44 43 70 **large**
REF 44 43 75 **x-large**

grün:

REF 44 43 80 **x-small**
REF 44 43 85 **small**
REF 44 43 90 **medium**
REF 44 43 95 **large**
REF 44 44 00 **x-large**



Handschuhe leicht gepudert

Packung à 100 Stück

REF 44 20 00 **x-small**
REF 44 20 05 **small**
REF 44 20 10 **medium**
REF 44 20 15 **large**
REF 44 20 20 **x-large**

Handschuhe puderfrei

Packung à 100 Stück

REF 44 20 95 **x-small**
REF 44 21 00 **small**
REF 44 21 05 **medium**
REF 44 21 10 **large**
REF 44 21 15 **x-large**



SOFT NITRILE EXAMINATION GLOVES

Handschuhe puderfrei

Packung à 100 Stück

Wir sind stolz darauf, der Dentalindustrie unsere Soft-Nitril-Handschuhe vorstellen zu können. Es ist kein Zufall, dass diese starken, aber extrem dünnen Handschuhe ein so großer Erfolg in der medizinischen Welt sind.

Die Soft Nitrile Handschuhe bieten mehr Vorteile als bisherige Handschuhe:

- Latexfrei und puderfrei. Diese Handschuhe schützen Sie und Ihre Patienten vor einer Latexallergie.
- Extrem dünnes Material, für ein optimales Tastempfinden.
- Leicht texturiert für optimalen Grip.
- Perfekte Passform. Der Handschuh passt sich der Form Ihrer Hand an.

weiß

REF 44 22 50 **x-small**
REF 44 22 55 **small**
REF 44 22 60 **medium**
REF 44 22 65 **large**
REF 44 22 70 **x-large**

rosa

REF 44 22 72 **x-small**
REF 44 22 74 **small**
REF 44 22 76 **medium**
REF 44 22 78 **large**



VINYL EXAMINATION GLOVES

Handschuhe leicht gepudert

Packung à 100 Stück

REF 44 22 00 **small**
REF 44 22 05 **medium**
REF 44 22 10 **large**



Alle Yellow-Point-Untersuchungshandschuhe werden konform hergestellt:

- MDR (EU) 2017/745 (Klasse I)
- EN 455-1/2/3/4
- EN 374-1/2/4/5
- EN 420
- Qualitätsniveau AQL 1.5

Latex Finger Cots

Fingerlinge, leicht gepudert

Packung à 100 Stück

REF 44 76 05	small
REF 44 76 10	medium
REF 44 76 15	large
REF 44 76 20	x-large



Surgical Tie-On Face Masks

OP-Masken zum Binden

Packung à 50 Stück

REF 44 18 62	weiß
REF 44 18 60	gelb
REF 44 18 68	orange
REF 44 18 67	rosa
REF 44 18 64	lavendel
REF 44 18 84	blau
REF 44 18 65	limette
REF 44 18 83	grün

Surgical Tie-On Face Masks, Anti-Fog

OP-Masken zum Binden

Packung à 50 Stück

REF 44 18 88	weiß
REF 44 18 87	gelb
REF 44 18 92	orange
REF 44 18 93	rosa
REF 44 18 89	lavendel
REF 44 18 85	blau
REF 44 18 94	limette
REF 44 18 86	grün

Surgical Earloop Face Masks

OP-Masken mit Gummibändern

Packung à 50 Stück

REF 44 18 72	weiß
REF 44 18 80	gelb
REF 44 18 78	orange
REF 44 18 75	rosa
REF 44 18 82	lavendel
REF 44 18 70	blau
REF 44 18 79	limette
REF 44 18 81	grün

Surgical Earloop Face Masks, Anti-Fog

OP-Masken mit Gummibändern

Packung à 50 Stück


REF 44 19 54	weiß
REF 44 19 57	gelb
REF 44 19 66	orange
REF 44 19 63	rosa
REF 44 19 65	lavendel
REF 44 19 55	blau
REF 44 19 67	limette
REF 44 19 56	grün

Surgical Earloop Face Masks with Face Shield

OP-Masken mit Gummibändern, mit Schirm

Packung à 25 Stück

REF 44 19 70	grün
REF 44 19 75	blau
REF 44 19 80	rosa



YELLOW POINT OP-MASKEN:

- EN 14683:2019+AC:2019
- Typ IIR
- Spritzwasserschutz ≥ 16 kPa
- BFE $\geq 98\%$
- $\Delta P < 60,0$ Pa/cm²
- Leichte Atmungsaktivität

Anti-Fog
=
Für Brillenträger
empfohlen!



Disposable Dappen Dishes

Einmal-Dappengläser

Packung à 4x 50 Stück

- REF 45 17 35 **Sortiment (weiß, rot, gelb und blau)**
- REF 45 17 36 **weiß**
- REF 45 17 37 **rot**
- REF 45 17 38 **gelb**
- REF 45 17 39 **blau**



Die Yellow Point Disposable Dappen Dishes Schieber sind aus Kunststoff und werden zum Mischen von Pulver und Flüssigkeiten verwendet.

Disposable Instrument Trays

Instrumenteneinsätze

Packung à 400 Stück

- REF 45 17 50 **weiß**
- REF 45 17 51 **gelb**
- REF 45 17 52 **grün**
- REF 45 17 53 **hellblau**
- REF 45 17 54 **dunkelblau**
- REF 45 17 58 **lavendel**
- REF 45 17 59 **orange**
- REF 45 17 62 **limette**



Tray Paper in Holder

Filterpapier für Trays, in Entnahmebox

Packung à 250 Stück

18x28 cm:

- REF 42 76 70 **weiß**
- REF 42 76 71 **gelb**
- REF 42 76 74 **orange**
- REF 42 76 76 **rosa**
- REF 42 76 77 **lavendel**
- REF 42 76 73 **blau**
- REF 42 76 80 **limette**
- REF 42 76 72 **grün**



28x36 cm:

- REF 42 76 75 **weiß**
- REF 42 76 86 **rosa**
- REF 42 76 87 **lavendel**
- REF 42 76 83 **blau**
- REF 42 76 90 **limette**



Tray Paper White

Filterpapier für Trays, weiß ohne Entnahmebox, 18x28 cm

Packung à 250 Stück

REF 42 76 60



Fluoride Trays

Fluorid Applikationslöffel

Packung à 100 Stück

- REF 78 73 00 **klein**
- REF 78 73 05 **mittel**
- REF 78 73 10 **groß**





Cotton Roll Dispenser

Watterollendispenser weiß (leer),
10(H) x 4,8(B) x 9,5(T) cm
pro Stück

REF 43 07 25



Cotton Rolls Watterollen

REF 43 06 70 **Nr.1 (±350 g – Ø 8 mm)**
Packung à 1.000 Stück

REF 43 06 75 **Nr.2 (±450 g – Ø 10 mm)**
Packung à 1.000 Stück

REF 43 06 80 **Nr.3 (±680 g – Ø 12 mm)**
Packung à 1.000 Stück

REF 43 06 82 **Nr.4 (±420 g – Ø 14 mm)**
Packung à 500 Stück

Interdental Cleaners

Interdentalbürsten Sortiment Box,
13,5x8,5x9 cm

bestehend aus:

- 250x Bürsten xxs lang (2,5 mm)
- 150x Bürsten x-small (3 mm)
- 100x Bürsten small (4 mm)
- 100x Bürsten medium (5 mm)
- 50x Bürsten medium/large (6,5 mm)
- 50x Bürsten large (8 mm)



REF 76 82 20

Interdentalbürsten, Refills

bestehend aus 12x5 Stück:

- REF 76 81 00 **xxs kurz (2,5 mm)**
REF 76 81 05 **xxs lang (2,5 mm)**
REF 76 81 10 **x-small (3 mm)**
REF 76 81 15 **small (4 mm)**
REF 76 81 20 **medium (5 mm)**
REF 76 81 25 **medium/large (6,5 mm)**
REF 76 81 30 **large (8 mm)**



bestehend aus 100 Stück:

- REF 76 81 50 **xxs kurz (2,5 mm)**
REF 76 81 55 **xxs lang (2,5 mm)**
REF 76 81 60 **x-small (3 mm)**
REF 76 81 65 **small (4 mm)**
REF 76 81 70 **medium (5 mm)**
REF 76 81 75 **medium/large (6,5 mm)**
REF 76 81 80 **large (8 mm)**

bestehend aus 200 Stück:


- REF 76 81 90 **xxs kurz (2,5 mm)**
REF 76 81 95 **xxs lang (2,5 mm)**
REF 76 82 00 **x-small (3 mm)**
REF 76 82 05 **small (4 mm)**
REF 76 82 10 **medium (5 mm)**
REF 76 82 15 **medium/large (6,5 mm)**
REF 76 82 17 **large (8 mm)**



Yellow Point Watterollen bestehen zu 100% aus chlorfrei gebleichter Baumwolle. Das hohe Absorptionsvermögen schützt zuverlässig vor Speichelfluss und Flüssigkeiten. Gleichzeitig hält Sie Wange und Zunge ab und sorgt somit für gute Sicht auf den Eingriffsbereich.

Die Aufbewahrung der Watterollen erfolgt im praktischen Spender.

- Standfest durch hohes Eigengewicht;
- Antirutsch-Beschichtung an der Unterseite;
- Gehäuse aus unempfindlichem Kunststoff.



Yellow Point Interdentalbürsten sorgen für optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen. Unsere Bürsten werden mit einer Drahteinlage ausgeliefert und können problemlos in die gewünschte Form gebracht werden. Interdentalbürsten entfernen zuverlässig Zahnbelag und Speisereste.

Die Yellow Point Interdentalbürsten sind in verschiedenen Größen erhältlich.



Unsere Lieferanten

POLO|MB[®]

UNSERE LIEFERANTEN

Wir sind stolz darauf, dass unsere PoloDent- und Yellow Point-Produkte in den meisten Teilen Europas bei vertrauenswürdigen Lieferanten erhältlich sind.

Die teilweise oder vollständige Reproduktion von Texten und/oder Abbildungen aus diesem Katalog ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung strengstens untersagt.

© 2025, Polo MB Oisterwijk

Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk
The Netherlands
www.polomb.eu

Österreich

Europe Dental Distribution GmbH

Postfach 21
A-3040 Neulengbach
T: +49 6192 20 62 62
F: +43 800 88 02 52
E: verkauf @ eddonline.de
I: www.eddonline.at

Belgien

ADT Belgium NV

Postbus 34
2370 Arendonk
T: +32 800 120 40 or +32 3 226 43 33
F: +32 3 281 20 97
E: info @ adt.be
I: www.adt.be

Dental Discount NV

Postbus 62
2370 Arendonk
T: +32 3 226 60 22
F: +32 3 226 45 16
E: verkoop @ dentaldiscount.com
I: www.dentaldiscount.com

BHI Dental SA

Boîte postale 34
2370 Arendonk
T: +32 800 133 00 or +32 2 381 23 70
F: +32 2 381 24 72
E: info @ bhi.be
I: www.bhi.be

Kroatien

Medical Intertrade d.o.o.

Dr. Franje Tudmana 3
10431 Sveta Nedelja
T: +385 133 74 020
F: +385 133 36 035
E: dental @ medical-intertrade.hr
I: www.medical-intertrade.hr

Tschechische Republik

Janouch Dental s.r.o.

Malá Dlážka 17
750 02 Pířerov
T: +420604 251 198
E: info@janouch-dental.cz
I: www.janouch-dental.cz

PATÁKOVO s.r.o.

Vojtěcha Outraty 2838/11
796 01 Prostějov
T: +420 727 986 004
E: info @ patakovo.cz
I: www.patakovo.cz

Dänemark

Unident ApS

Roskildevej 22,
2620 Albertslund
T: +45 7021 1626
E: info @ unidentdenmark.dk
I: www.unidentdenmark.dk

Cenger Scandinavia A/S

Urlevvej 6B, Bråskov
8783 Hornslyd
T: +45 7022 7188
E: cenger @ cenger.com
I: www.cenger.dk

Frankreich

Europe Dental Distribution SAS

81 Rue de France
3ème étage
06048 Nice Cedex 1
T: +33 810 481 481
F: +33 800 671 693
E: ventes @ eddonline.fr
I: www.eddonline.fr

Deutschland

Europe Dental Distribution GmbH

Postfach 1308
65703 Hofheim am Taunus
T: +49 6192 20 62 62
F: +49 800 333 0 123
E: verkauf @ eddonline.de
I: www.eddonline.de

Einfach Dental GmbH

Dieker Straße 97
42781 Haan
T: +49 32 212 291 181
F: +49 32 212 293 017
E: info @ einfachdental.de
I: www.einfachdental.de

Griechenland

Global Dental

Papadiamantopoulou 182
15773 Zografou – Athens
T: +30 210 643 65 10
F: +30 210 643 65 08
E: info @ globaldental.gr
I: www.globaldental.gr

Island

Manafoss ehf.

Baejarlind 12
201 Kópavogur
T: +354 553 76 14
E: manafoss @ manafoss.is
I: www.manafoss.is

Litauen

JSC Analize

Margirio str. 1C, Akademija
53348 Kaunas dist.
T: +370 37 397316
E: analize @ analizemed.lt
I: www.primario.lt

Norwegen

Unident AS

Gamleveien 36
3189 Horten
T: +47 33 03 57 70
E: info @ unident.no
I: www.unident.no

Slowakei

Jarident s.r.o.

Podtatranská 2501
05801 Poprad
T: +42 52 77 22 029
E: objednavky@jarident.sk
I: www.jarident.sk

Slowenien

Prima Dent d.o.o.

Pot k sejmišču 32,
1231 Ljubljana – Črnuče
T: +386 1 530 72 80
F: +386 41 960 899
E: prodaja @ lepzob.si
I: www.lepzob.si

Schweden

Cenger Scandinavia AB

Industrivägen 4
43265 Väröbacka
T: +46 3406 65500
E: sverige @ cenger.com
I: www.cenger.se

Unident AB

Västerhavsvägen 2,
311 77 Falkenberg
T: +46 346 73 24 00
E: info @ unident.sw
I: www.unident.se

Die Niederlande

American Dental Trading BV

Postbus 229
5060 AE Oisterwijk
T: +31 800 022 44 88 or +31 13 528 80 55
E: info @ adt.nl
I: www.adt.nl

Dental Discount BV

Postbus 20
5260 AA Vught
T: +31 73 612 37 52
E: verkoop @ dentaldiscount.com
I: www.dentaldiscount.com

Hofmeester Dental BV

Postbus 8226
2009 AE Rotterdam
T: +31 010 286 3000
E: verkoop@hofmeester.nl
I: www.hofmeester.nl

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Figure 1**
 10. **Figure 2**
 11. **Figure 3**
 12. **Figure 4**
 13. **Figure 5**
 14. **Figure 6**
 15. **Figure 7**
 16. **Figure 8**
 17. **Figure 9**
 18. **Figure 10**
 19. **Figure 11**
 20. **Figure 12**
 21. **Figure 13**
 22. **Figure 14**
 23. **Figure 15**
 24. **Figure 16**
 25. **Figure 17**
 26. **Figure 18**
 27. **Figure 19**
 28. **Figure 20**
 29. **Figure 21**
 30. **Figure 22**
 31. **Figure 23**
 32. **Figure 24**
 33. **Figure 25**
 34. **Figure 26**
 35. **Figure 27**
 36. **Figure 28**
 37. **Figure 29**
 38. **Figure 30**
 39. **Figure 31**
 40. **Figure 32**
 41. **Figure 33**
 42. **Figure 34**
 43. **Figure 35**
 44. **Figure 36**
 45. **Figure 37**
 46. **Figure 38**
 47. **Figure 39**
 48. **Figure 40**
 49. **Figure 41**
 50. **Figure 42**
 51. **Figure 43**
 52. **Figure 44**
 53. **Figure 45**
 54. **Figure 46**
 55. **Figure 47**
 56. **Figure 48**
 57. **Figure 49**
 58. **Figure 50**
 59. **Figure 51**
 60. **Figure 52**
 61. **Figure 53**
 62. **Figure 54**
 63. **Figure 55**
 64. **Figure 56**
 65. **Figure 57**
 66. **Figure 58**
 67. **Figure 59**
 68. **Figure 60**
 69. **Figure 61**
 70. **Figure 62**
 71. **Figure 63**
 72. **Figure 64**
 73. **Figure 65**
 74. **Figure 66**
 75. **Figure 67**
 76. **Figure 68**
 77. **Figure 69**
 78. **Figure 70**
 79. **Figure 71**
 80. **Figure 72**
 81. **Figure 73**
 82. **Figure 74**
 83. **Figure 75**
 84. **Figure 76**
 85. **Figure 77**
 86. **Figure 78**
 87. **Figure 79**
 88. **Figure 80**
 89. **Figure 81**
 90. **Figure 82**
 91. **Figure 83**
 92. **Figure 84**
 93. **Figure 85**
 94. **Figure 86**
 95. **Figure 87**
 96. **Figure 88**
 97. **Figure 89**
 98. **Figure 90**
 99. **Figure 91**
 100. **Figure 92**
 101. **Figure 93**
 102. **Figure 94**
 103. **Figure 95**
 104. **Figure 96**
 105. **Figure 97**
 106. **Figure 98**
 107. **Figure 99**
 108. **Figure 100**
 109. **Figure 101**
 110. **Figure 102**
 111. **Figure 103**
 112. **Figure 104**
 113. **Figure 105**
 114. **Figure 106**
 115. **Figure 107**
 116. **Figure 108**
 117. **Figure 109**
 118. **Figure 110**
 119. **Figure 111**
 120. **Figure 112**
 121. **Figure 113**
 122. **Figure 114**
 123. **Figure 115**
 124. **Figure 116**
 125. **Figure 117**
 126. **Figure 118**
 127. **Figure 119**
 128. **Figure 120**
 129. **Figure 121**
 130. **Figure 122**
 131. **Figure 123**
 132. **Figure 124**
 133. **Figure 125**
 134. **Figure 126**
 135. **Figure 127**
 136. **Figure 128**
 137. **Figure 129**
 138. **Figure 130**
 139. **Figure 131**
 140. **Figure 132**
 141. **Figure 133**
 142. **Figure 134**
 143. **Figure 135**
 144. **Figure 136**
 145. **Figure 137**
 146. **Figure 138**
 147. **Figure 139**
 148. **Figure 140**
 149. **Figure 141**
 150. **Figure 142**
 151. **Figure 143**
 152. **Figure 144**
 153. **Figure 145**
 154. **Figure 146**
 155. **Figure 147**
 156. **Figure 148**
 157. **Figure 149**
 158. **Figure 150**
 159. **Figure 151**
 160. **Figure 152**
 161. **Figure 153**
 162. **Figure 154**
 163. **Figure 155**
 164. **Figure 156**
 165. **Figure 157**
 166. **Figure 158**
 167. **Figure 159**
 168. **Figure 160**
 169. **Figure 161**
 170. **Figure 162**
 171. **Figure 163**
 172. **Figure 164**
 173. **Figure 165**
 174. **Figure 166**
 175. **Figure 167**
 176. **Figure 168**
 177. **Figure 169**
 178. **Figure 170**
 179. **Figure 171**
 180. **Figure 172**
 181. **Figure 173**
 182. **Figure 174**
 183. **Figure 175**
 184. **Figure 176**
 185. **Figure 177**
 186. **Figure 178**
 187. **Figure 179**
 188. **Figure 180**
 189. **Figure 181**
 190. **Figure 182**
 191. **Figure 183**
 192. **Figure 184**
 193. **Figure 185**
 194. **Figure 186**
 195. **Figure 187**
 196. **Figure 188**
 197. **Figure 189**
 198. **Figure 190**
 199. **Figure 191**
 200. **Figure 192**
 201. **Figure 193**
 202. **Figure 194**
 203. **Figure 195**
 204. **Figure 196**
 205. **Figure 197**
 206. **Figure 198**
 207. **Figure 199**
 208. **Figure 200**
 209. **Figure 201**
 210. **Figure 202**
 211. **Figure 203**
 212. **Figure 204**
 213. **Figure 205**
 214. **Figure 206**
 215. **Figure 207**
 216. **Figure 208**
 217. **Figure 209**

Notizen





© 2025, **Polo MB Oisterwijk**

www.polomb.eu

www.polodent.com

www.yellowpoint.info